

## Masque d'hygiène à lacets non stérile

Assurant une efficacité de filtration bactérienne et particulaire élevée, le masque d'hygiène à lacets pour salle blanche BioClean MTA est confectionné à partir de matériaux compatibles pour salle blanche afin de réduire la contamination en environnement contrôlé, et intègre une fermeture par lien pour un serrage sûr.

### Key Features and Benefits

• Efficacité de filtration bactérienne et particulaire élevée  
• Bande nasale extensible intégrée  
• Bords scellés par ultrasons



### Secteurs industriels

- Production et fabrication
- Environnements contrôlés et critiques
- Laboratoire et recherche



# Masque d'hygiène à lacets non stérile BioClean™ MTA

## TECHNICAL DATA SHEET

### PRODUCT INFORMATION

|  |  |
|--|--|
| <b>Matériau</b>                            | Polypropylène Polyéthylène   |
| <b>Normes de contrôle</b>                  | Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001   |
| <b>Normes</b>                              | ASTM F2101, ISO 2859   |
| <b>Vue d'ensemble du conditionnement</b>   | MTA 210-0 (vrac) : 50 unités par sachet scellé en PE ; 1 sachet par sac protecteur scellé en PE ; 16 sacs protecteurs par carton doublé (800 unités) |
| <b>Pays d'origine</b>                      | Chine  |
| <b>Méthode de stérilisation</b>            | Gamma irradiation  |
| <b>Dose minimale pour la stérilisation</b> | 25kGy  |
| <b>Niveau garanti de stérilité</b>         | 10 <sup>-6</sup>   |
| <b>Consignes de conservation</b>           | Conserver dans un endroit frais et sec (< 40 °C), à l'abri des rayons directs du soleil et de la lumière fluorescente.                               |
| <b>Durée limite de stockage</b>            | Cinq ans à compter de la date de fabrication.  |

### PHYSICAL PROPERTIES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Couleur</b>            | Blanc   |
| <b>Type de lien</b>       | Liens   |
| <b>Dimensions totales</b> | LONGUEUR (±5 mm) 210 mm LARGEUR (±5 mm) 95 mm |
| <b>Outer Layer</b>        | polyester non-tissé filé-lié (hydrophobe)     |



# Masque d'hygiène à lacets non stérile BioClean™ MTA

## PERFORMANCE INFORMATION

Cleanroom de Salle  
Blanche

Classe 10/ISO Classe 4 & EU GMP Grade A/B et autres salles blanches stériles

## INFORMATIONS DE COMMANDE

|          | TAILLE                      | Conditionnement en vrac |
|----------|-----------------------------|-------------------------|
| MTA210-1 | RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT | MTA 210-0               |

### Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

#### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
US T: +1 800 800 0444  
US F: +1 800 800 0445  
CA T: +1-800-363-8340

#### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### UK

Ansell Nitritex  
T: +44 1638 663338  
F: +44 1638 668890

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

