

ENCORE® Latex Underglove

SARUNG TANGAN BEDAH

Sarung tangan dalam bedah hijau dari lateks dan bebas bedak untuk pemakaian sarung tangan ganda yang mudah

FITUR DAN MANFAAT UTAMA:

- Mengandung glicerol dan dimetikon serta agen pelembap untuk membantu mempertahankan kelembapan dan menjaga kadar air kulit
- Sentuhan permukaan luar yang rendah gesekan menawarkan pemakaian mudah dan kenyamanan optimal ketika memakai sarung tangan ganda
- Warna hijau agar mudah mengidentifikasi kerusakan sarung tangan
- Lapisan internal teknologi DERMASHIELD™, beserta dengan pelembap internal, mempermudah pemakaian kering dan basah serta pergantian saat operasi

PERINGATAN: Penggunaan aman sarung tangan ini oleh individu yang sensitif terhadap lateks belum dibuktikan. Produk ini mengandung lateks karet alam, yang mungkin menyebabkan reaksi alergi.

Direkomendasikan untuk

- Semua pembedahan, terutama prosedur beresiko tinggi pada ortopedi, trauma, dan jantung
- Pemasangan saat lembap
- Identifikasi yang mudah jika ada penembusan pada sarung tangan
- Penggunaan sebagai sarung tangan bagian dalam saat merangkap sarung tangan

TEKNOLOGI UNGGULAN



ENCORE® Kemantapan untuk Bertindak

Dibuat khusus untuk solusi optimal yang dirancang untuk memberikan tingkat kepercayaan diri tinggi kepada ahli bedah, perawat ruang operasi, dan teknisi bedah yang mencari perlindungan dengan tingkat ketangkasan, kenyamanan, dan genggamannya yang tinggi agar dapat memberikan kinerja terbaik.

ENCORE® Latex Underglove

SARUNG TANGAN BEDAH

INFORMASI PRODUK

Bahan	Lateks Karet Alam
Kandungan Serbuk	Bebas Serbuk
Warna	Hijau
Ketebalan	Mikro
Gaya Manset	Bergelang dengan Teknologi SUREFIT™
Permukaan Sarung Tangan Eksternal	Halus dengan Lapisan Bertekstur Mikro
Permukaan Sarung Tangan Internal	Berlapis dengan Teknologi HYDRASOFT™
Pencegahan Alergi	Nihil
Tingkat Genggaman	Rendah
Rekomendasi Perangkapan Sarung Tangan	Sarung tangan dalam
Diuji untuk Digunakan bersama Obat Kemoterapi	Ya, menurut ASTM D6978 (Tidak tercantum dalam FDA AS 510k)
Bebas dari Lubang (Tingkat Inspeksi I)	0,65 AQL
Steril	Ya
Standar Produk	ASTM D3577, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Standar Kualitas/Lingkungan	EN 556, ISO 11137-Bagian 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Pengemasan	50 pasang per kotak; 4 kotak per karton/kardus; 200 pasang per karton/kardus
Masa Simpan	3 tahun
Petunjuk Penyimpanan	Jauhkan dari cahaya matahari langsung; simpan di tempat yang sejuk dan kering. Jauhkan dari sumber ozon atau pengapian
Akselerator Kimiawi Vulkanisasi	Zinc Dibutylidithiocarbamate (ZDBC), Zinc Diethyldithiocarbamate (ZDEC)

INFORMASI PEMESANAN

Ukuran	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Kode Produk	330113055	330113060	330113065	330113070	330113075	330113080	330113085	330113090

Hubungi perwakilan Ansell untuk pemesanan atau informasi lebih lanjut.

Amerika Utara
AS Telp.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email: insidesalesus@ansell.com
Sandel AS Tel: 866 764 3327
SAndel Email: sandel-cs@ansell.com

Amerika Tengah & Selatan
Telp.: +52(442) 296 20 50
Email: cs1ac@ansell.com
Brasil
Telp.: +55-11-3356-3100
Email: luvas.medicas@ansell.com

Eropa, Timur Tengah & Afrika
Telp.: +32 (0)2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asia Pasifik
Telp.: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

India
Telp.: +91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Australia & Selandia Baru
Telp.: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com
Tiongkok
Telp.: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com