

MICROTOUCH® DermaClean®

Seri Esensial

Sarung tangan pemeriksaan lateks bebas serbuk dengan genggaman yang prima

Sarung tangan non-steril ini memiliki tingkat genggaman yang prima sehingga ideal bagi instansi kesehatan yang menangani instrumentasi, tabung tes, atau peralatan infus. Formula lateks karet alam Ansell memastikan sarung tangan yang nyaman dan pas sedangkan permukaan dalam berklorin memudahkan pemakaian.


FITUR DAN MANFAAT UTAMA

- Permukaan luar yang bertekstur menggenggam dengan sangat baik dalam keadaan basah dan kering
- Permukaan dalam yang halus agar mudah dipakai
- Tingkat alergi lateks yang rendah mengurangi risiko dermatitis kontak karena tidak adanya thiuram

Perhatian: Produk ini mengandung lateks karet alam yang dapat menyebabkan reaksi alergi termasuk respons anafilaksis.

Direkomendasikan untuk

- Prosedur pemeriksaan singkat dan beresiko rendah



MICRO-TOUCH® Perlindungan Setiap Hari, di Mana Saja

Sarung tangan uji medis premium MICRO-TOUCH® dirancang secara ilmiah untuk melengkapi setiap kebutuhan tenaga medis. Fitur desain canggihnya meliputi teknologi ergonomis Ansell yang memastikan kenyamanan selama prosedur yang berkepanjangan, inovasi genggaman basah yang mencegah kesalahan penanganan yang berbahaya, dan film mikro-tipis untuk sensitivitas maksimal. Perawat yang siaga penuh dan dilindungi dengan nyaman berkat model MICRO-TOUCH yang fleksibel boleh tenang dan hanya berfokus pada hal-hal yang paling penting: kesehatan dan keselamatan diri mereka dan pasien mereka.

MICROTOUCH® DermaClean®

Seri Esensial

INFORMASI PRODUK

Bahan	Lateks Karet Alam	Tidak Terbuat dari Lateks Karet Alam	Tidak
Warna	Putih	Panjang Manset	Standar
Kandungan Serbuk	Bebas Serbuk	Permukaan Sarung Tangan Eksternal	Bertekstur Sepenuhnya
Bebas dari Lubang (Tingkat Inspeksi I)	1.5 AQL	Ketebalan Jari (mm/mil)	0.16/6.3
Ketebalan Telapak (mm/mil)	0.14/5.5	Ukuran yang Tersedia	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8,5 - 9), XL (9.5 - 10)
Diuji untuk Digunakan bersama Obat Kemoterapi	Tidak	Bebas Silikon	Ya
Steril	Tidak	Antistatis	Tidak Teruji
Panjang Sarung Tangan	240mm / 9,4 in	Segmentasi Produk	Seri Esensial

INFORMASI PEMESANAN

Ukuran	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Kode Produk	3180-1	3181-1	3182-1	3183-1	3184-1

PENGEMASAN DAN PENYIMPANAN

Pengemasan	100 sarung tangan per kotak, 10 kotak per karton/kardus
Masa Simpan	3 Tahun
Petunjuk Penyimpanan	Jauhkan dari cahaya matahari langsung; simpan di tempat yang sejuk dan kering. Jauhkan dari sumber ozon atau pengapian

STANDAR DAN SERTIFIKASI

CA Prop 65, Nomor CE, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 13485, ISO 10993-5, ISO 9001, ISO 11193-1:2008, ISO 10993-1, ISO 16604, ISO 10993-10, ISO 10993-10:2002, Tipe Makanan: Karet

Hubungi perwakilan Ansell untuk pemesanan atau informasi lebih lanjut.

Amerika Utara
AS Telp.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email:
insidesalesus@ansell.com

Amerika Latin & Karibia
Telp.: +52(442) 296 20 50
Email: cslac@ansell.com
Brasil Telp: +55-11-3356-3100
Brasil Email:
luvas.medicas@ansell.com

Eropa, Timur Tengah & Afrika
Telp.: +32 (0)2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asia Pasifik
Telp.: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Australia & Selandia Baru
Telp.: +61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com