

# GAMMEX® Non-Latex PI Textured

GUANTI CHIRURGICI

**Guanti chirurgici in poliisoprene, delicati sulla pelle, con finitura esterna testurizzata per un'ottima presa.**



- **Presa migliorata:** la finitura testurizzata di questi guanti chirurgici sintetici migliora la presa degli strumenti, per una manipolazione sicura in ambienti umidi, soprattutto durante le procedure ad alto rischio.
- **Facile da usare con il doppio guanto:** Utilizzabile come guanto esterno in caso di doppio guanto, la tecnologia proprietaria Ansell di ausilio alla donazione comprende un rivestimento interno in polimero per facilitare la donazione e la rimozione durante i cambi intraoperatori.
- **Prevenzione allergenica ottimizzata:** Questi guanti sterili in poliisoprene eliminano il rischio di sviluppare un'allergia al lattice e aiutano a prevenire la sensibilizzazione alla dermatite allergica da contatto, poiché non sono prodotti con acceleratori chimici noti come allergeni.
- **Testati per la chemioterapia:** i guanti GAMMEX® Non-Latex PI Textured sono testati per la manipolazione con una serie di farmaci citotossici secondo ASTM D6978\*\*.

\*\*Contattare il Servizio Clienti Ansell per i tempi di permeazione dei farmaci chemioterapici e le raccomandazioni specifiche.

## Consigliato per

- Tutti gli interventi chirurgici, in particolare gli interventi ad alto rischio di ortopedia, traumatologia e cardiologia
- Presa migliorata in ambienti umidi
- Protezione da acceleratori chimici come tiurami, carbammati e mercapto, noti come causa dell'allergia di Tipo IV alle sostanze chimiche
- Da utilizzare come guanto esterno nella doppia calzata
- Avendo superato la prova sull'embrione del topo (MEA), può essere usato per gli interventi di fecondazione in vitro (IVF)



**GAMMEX®**  
Innovazione che protegge

Frutto di innovazione, i guanti chirurgici GAMMEX® sono realizzati per rispondere alla continua evoluzione delle esigenze del personale chirurgico. Grazie a formulazioni uniche e tecnologie d'avanguardia, comfort ergonomico e protezione superiore, gli operatori sanitari di tutto il mondo affidano le loro mani alle nostre.

## TECNOLOGIE INTEGRATE



# GAMMEX® Non-Latex PI Textured

GUANTI CHIRURGICI

## INFORMAZIONE PRODOTTO

<b>Materiale</b>	PI (poliisoprene)
<b>Contenuto di polvere</b>	Senza polvere
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Spessore</b>	Standard
<b>Modello di polso</b>	Bordino salvagoccia con SUREFIT™ Technology
<b>Superficie esterna del guanto</b>	Dita e palmo testurizzati
<b>Superficie interna guanto</b>	Polimero rivestito con DERMASHIELD™ Technology
<b>Prevenzione dalle allergie</b>	Lattice (Tipo I)
<b>Livello di presa</b>	Elevato
<b>Raccomandazione doppia calzata</b>	Guanto esterno
<b>Testati per uso con farmaci chemioterapici</b>	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 e approvato US FDA
<b>Assenza di forature (Livello I di ispezione)</b>	0,4 AQL
<b>Sterile</b>	Sì
<b>Norme sui prodotti</b>	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
<b>Norme di qualità/ambientali</b>	EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
<b>Confezionamento</b>	50 paia per scatola; 4 scatole per cartone/scatolone; 200 paia per cartone/scatolone
<b>Durata</b>	3 anni
<b>Istruzioni per la conservazione</b>	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
<b>Acceleranti chimici di vulcanizzazione</b>	Xantati, Di-alchil-ditiocarbammato di zinco

## INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
<b>Codice prodotto</b>	340054055	340054060	340054065	340054070	340054075	340054080	340054085	340054090

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

**Nord America**  
 US Tel: 800 952 9916  
 CA Tel: 1-844-494-7854  
 E-mail: insidesalesus@ansell.com  
 Sandel US Tel: 866 764 3327  
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

**America Centrale & Sud America**  
 Tel: +52(442) 296 20 50  
 E-mail: csac@ansell.com  
**Brasile**  
 Tel: +55-11-3356-3100  
 Email: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Medio Oriente ed Africa**  
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
 E-mail: info@ansell.eu

**Asia Pacifico**  
 Tel: +603 8310 6688  
 Email: apac.medical@ansell.com

**India**  
 Tel: +91 22 38124500  
 Email: info.india@ansell.com  
**Australia e Nuova Zelanda**  
 Tel: +61 3 9270 7270  
 Email: protection@ap.ansell.com  
**Cina**  
 Tel: +86(21) 3827 5005  
 Email: infochina@ansell.com