

GAMMEX™ Non-Latex

GUANTI CHIRURGICI

I guanti chirurgici in neoprene, privi di acceleratori chimici, offrono una protezione avanzata contro le allergie

- **Protezione avanzata contro le allergie:** I guanti chirurgici GAMMEX™ Non-Latex in neoprene sono sintetici ed eliminano i rischi di allergia al lattice di tipo I. Questi guanti sterili sono realizzati al 100% senza acceleratori chimici e riducono al minimo il rischio di sensibilizzazione agli allergeni, con conseguente dermatite allergica da contatto.
- **Durata comprovata:** Le robuste pellicole dei guanti in neoprene offrono la protezione aggiuntiva necessaria per le procedure più rigorose.
- **Presi sicuri:** Questi guanti sterili presentano una finitura esterna microtesturizzata per una presa più salda e sicura degli strumenti.
- **Facile da indossare:** La tecnologia Ansell per gli ausili per la vestizione comprende un rivestimento interno in polimeri che facilita la vestizione a secco o a umido.
- **Testati per la chemioterapia:** Inoltre, questi guanti a manica lunga sono testati secondo la norma ASTM D6978 e sono raccomandati per la manipolazione sicura di farmaci chemioterapici*.



*Contattare il Servizio Clienti Ansell per raccomandazioni specifiche ed i tempi di permeazione dei farmaci chemioterapici.

Consigliato per

- Protezione di operatori sanitari o pazienti dall'allergia al lattice di Tipo I e riduzione al minimo delle allergie chimiche di Tipo IV
- Testati per uso con farmaci chemioterapici
- Calzare i guanti con le mani umide

TECNOLOGIE INTEGRATE



GAMMEX™ Innovazione che protegge

Frutto di innovazione, i guanti chirurgici GAMMEX™ sono realizzati per rispondere alla continua evoluzione delle esigenze del personale chirurgico. Grazie a formulazioni uniche e tecnologie d'avanguardia, comfort ergonomico e protezione superiore, gli operatori sanitari di tutto il mondo affidano le loro mani alle nostre.

GAMMEX™ Non-Latex

GUANTI CHIRURGICI

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	Neoprene
Colore	Verde
Spessore	Standard
Superficie esterna del guanto	Liscia con finitura microtesturizzata
Superficie interna guanto	Polimero rivestito con DERMASHIELD™ Technology
Livello di presa	Moderato
Raccomandazione doppia calzata	Guanto esterno o sottoguanto
Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 (non in elenco in US FDA 510k)
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	0.65 AQL
Sterile	Sì
Norme sui prodotti	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F1670, ASTM F739, CE 0493 (PPE) + CE 2797 (MD), EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Norme di qualità/ambientali	EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, Korean GMP
Confezionamento	50 paia per scatola; 4 scatole per cartone/scatolone; 200 paia per cartone/scatolone
Durata	3 years
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	Nessuna

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Codice prodotto	340006055	340006060	340006065	340006070	340006075	340006080	340006085	340006090

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

Nord America
 US Tel: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 E-mail: insidesalesus@ansell.com
 Sandel US Tel: 866 764 3327
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

America Centrale & Sud America
 Tel: +52(442) 296 20 50
 E-mail: cslac@ansell.com
Brasile
 Tel: +55-11-3356-3100
 Email: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Medio Oriente ed Africa
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacifico
 Tel: +603 8310 6688
 Email: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: +91 22 38124500
 Email: info.india@ansell.com
Australia e Nuova Zelanda
 Tel: +61 3 9270 7270
 Email: protection@ap.ansell.com
Cina
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com