

GAMMEX® Sistema PI Plus Glove-in-Glove

GUANTI CHIRURGICI

Guanti chirurgici interni ed esterni in polisoprene, pre-indossati e pronti per il doppio guanto

- **Doppio guanto senza sforzo:** Il sistema GAMMEX® PI Plus Glove-in-Glove™ è un sistema unico, due in uno, con guanti chirurgici in polisoprene sia interni che esterni già pre-indossati e allineati sulla punta delle dita, che consente a chi li indossa di indossare un doppio guanto in una sola volta e di risparmiare metà del tempo di indossamento.
- **Imballaggio sostenibile:** Essendo pre-donati, i guanti sterili interni ed esterni sono confezionati in un unico involucro interno per una riduzione del 50% della carta.
- **Prevenzione avanzata delle allergie:** Questi guanti non in lattice non presentano rischi di allergie al lattice e non contengono acceleratori chimici noti per causare dermatiti allergiche da contatto.
- **Comfort ergonomico:** Certificato da United States Ergonomics per il massimo comfort e le prestazioni di chi lo indossa
- **Si indossa e si toglie con facilità:** La tecnologia Ansell donning aid facilita la calzatura e la rimozione del guanto esterno durante i cambi intraoperatori.



Consigliato per

- Tutti gli interventi chirurgici, in particolare gli interventi ad alto rischio di ortopedia, traumatologia e cardiologia
- Facile individuazione di una rottura del guanto

TECNOLOGIE INTEGRATE



GAMMEX® Innovazione che protegge

Frutto di innovazione, i guanti chirurgici GAMMEX® sono realizzati per rispondere alla continua evoluzione delle esigenze del personale chirurgico. Grazie a formulazioni uniche e tecnologie d'avanguardia, comfort ergonomico e protezione superiore, gli operatori sanitari di tutto il mondo affidano le loro mani alle nostre.

GAMMEX[®] Sistema PI Plus Glove-in-Glove

GUANTI CHIRURGICI

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	PI (poliisoprene)
Contenuto di polvere	Senza polvere
Colore	Bianco, Verde
Spessore	Standard
Modello di polso	Bordino salvagoccia con SUREFIT [™] Technology
Superficie esterna del guanto	Dita e palmo testurizzati
Superficie interna guanto	Polimero rivestito con DERMASHIELD [™] Technology
Prevenzione dalle allergie	Lattice (Tipo I)
Livello di presa	Elevato
Testati per uso con farmaci chemioterapici	Sì, in conformità alla norma ASTM D6978 e approvato US FDA
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	0,65 AQL
Sterile	Sì
Norme sui prodotti	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Norme di qualità/ambientali	EN 556, ISO 11137 Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Confezionamento	2 paia per busta; 50 paia per scatola (25 buste); 4 scatole per cartone/scatolone; 200 paia per cartone/scatolone (100 buste)
Durata	3 anni
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	Xantati, Di-alchil-ditiocarbammato di zinco

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Codice prodotto	340082055	340082060	340082065	340082070	340082075	340082080	340082085	340082090

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

Nord America
 US Tel: 800 952 9916
 CA Tel: 1-844-494-7854
 E-mail: insidesalesus@ansell.com
 Sandel US Tel: 866 764 3327
 Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

America Centrale & Sud America
 Tel: +52(442) 296 20 50
 E-mail: cs lac@ansell.com
Brasile
 Tel: +55-11-3356-3100
 Email: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Medio Oriente ed Africa
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacifico
 Tel: +603 8310 6688
 Email: apac.medical@ansell.com

India
 Tel: +91 22 38124500
 Email: info.india@ansell.com
Australia e Nuova Zelanda
 Tel: +61 3 9270 7270
 Email: protection@ap.ansell.com
Cina
 Tel: +86(21) 3827 5005
 Email: infochina@ansell.com