

MICRO-TOUCH® NITRA-TEX™

Performance Series

Prevenzione delle allergie unita a notevoli proprietà di barriera protettiva e resistenza chimica

I guanti MICRO-TOUCH® sono stati progettati e realizzati per tutta una serie di professionisti in ambito ospedaliero, servizi medici di emergenza, strutture sanitarie e studi privati, che cercano quella protezione assicurata dai guanti da esplorazione in tutte le situazioni a rischio che devono affrontare ogni giorno. I guanti MICRO-TOUCH® offrono una protezione della mano che garantisce la sicurezza e la libertà necessarie a svolgere queste professioni.

Consigliato per

- Testati per uso con farmaci chemioterapici
- Interventi di esplorazione standard, dal rischio moderato
- Strutture ecocompatibili
- Protezione di operatori sanitari o pazienti dall'allergia al lattice di Tipo I

TECNOLOGIE INTEGRATE



MICRO-TOUCH® Protezione sempre e ovunque

Il guanto da esplorazione medica MICROTOUCH® di alta qualità è stato scientificamente progettato per soddisfare ogni esigenza della professione medica. La progettazione d'avanguardia include tecnologie ergonomiche Ansell, che garantiscono il comfort per interventi di lunga durata, innovazioni di presa bagnata che prevengono pericolose perdite della presa e film microsottili per la massima sensibilità. Gli operatori sanitari che sono preparati a dovere e protetti in modo confortevole dai modelli versatili MICROTOUCH hanno la serenità necessaria per concentrarsi su quello che conta di più: la loro salute e protezione e quelle dei loro pazienti.

MICRO-TOUCH® NITRA-TEX™

Performance Series

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	Nitrile	Non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Colore	Blu	Lunghezza del polso	Allungato
Contenuto di polvere	Senza polvere	Superficie esterna del guanto	Interamente testurizzata
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	1.5 AQL	Spessore del palmo (mm/mil)	0.10 / 3.9
Spessore del dito (mm/mil)	0.12 / 4.7	Prevenzione dalle allergie	Lattice (Tipo I)
Taglie disponibili	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)	Sterile	No
Antistatico	Non testato	Lunghezza guanto	240 / 9.5
Segmentazione prodotto	Performance Series		

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Codice prodotto	700111	700112	700113	700114	700115

CONFEZIONAMENTO E/O STOCCAGGIO

Confezionamento	100 guanti per scatola 10 scatole per cartone/scatolone
Durata	3 Years
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione

NORME E CERTIFICAZIONI

CE 0493, Categoria III, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, Contatto con alimenti

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

Di-etil-ditiocarbammato di zinco (ZDEC)	Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC)
Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.	

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

Nord America
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

America Latina e Caraibi
Tel: +52(442) 296 20 50
E-mail: csllac@ansell.com
Brasile Tel: +55-11-3356-3100
Brazil Email:
luvas.medicas@ansell.com

Europa, Medio Oriente ed Africa
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacifico
Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Australia e Nuova Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA
www.ansell.com/patentmarking.
© 2022 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.