

MICRO-TOUCH® Nitrile N30

Standard Sottile

Nuovo guanto di nitrile blu: ottimizzazione del comfort e della prevenzione delle allergie, in confezione economica

I guanti MICRO-TOUCH® sono stati progettati e realizzati per tutta una serie di professionisti in ambito ospedaliero, servizi medici di emergenza, strutture sanitarie e studi privati, che cercano quella protezione assicurata dai guanti da esplorazione in tutte le situazioni a rischio che devono affrontare ogni giorno. I guanti MICRO-TOUCH® offrono una protezione della mano che garantisce la sicurezza e la libertà necessarie a svolgere queste professioni.

Consigliato per

- Brevi procedure di esplorazione a basso rischio
- Cura generale del paziente
- Protezione di operatori sanitari o pazienti dall'allergia al lattice di Tipo I
- Protezione dai virus
- Multiuso: lavaggio stoviglie, pulizia, cura e toalettaura animali, preparazione alimenti, giardinaggio e molto altro!

TECNOLOGIE INTEGRATE



MICRO-TOUCH® Protezione sempre e ovunque

Il guanto da esplorazione medica MICROTOUCH® di alta qualità è stato scientificamente progettato per soddisfare ogni esigenza della professione medica. La progettazione d'avanguardia include tecnologie ergonomiche Ansell, che garantiscono il comfort per interventi di lunga durata, innovazioni di presa bagnata che prevengono pericolose perdite della presa e film microsottili per la massima sensibilità. Gli operatori sanitari che sono preparati a dovere e protetti in modo confortevole dai modelli versatili MICROTOUCH hanno la serenità necessaria per concentrarsi su quello che conta di più: la loro salute e protezione e quelle dei loro pazienti.

MICRO-TOUCH® Nitrile N30

Standard Sottile

INFORMAZIONE PRODOTTO

Materiale	Nitrile	Non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Colore	Blu	Lunghezza del polso	Standard
Contenuto di polvere	Senza polvere	Superficie esterna del guanto	Dita testurizzate
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	1.5 AQL	Spessore del palmo (mm/mil)	0.07 / 2.8
Spessore del dito (mm/mil)	0.11 / 4.3	Prevenzione dalle allergie	Lattice (Tipo I)
Taglie disponibili	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10)	Testati per uso con farmaci chemioterapici	No
Sterile	No	Antistatico	Non testato
Lunghezza guanto	250 / 9.8	Segmentazione prodotto	Standard Sottile

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Codice prodotto	313043060	313043065	313043070	313043075	313043080

CONFEZIONAMENTO E/O STOCCAGGIO

Confezionamento	30 guanti per dispenser, 50 dispenser per scatolone, 1500 guanti per scatolone
Durata	3 anni
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione

NORME E CERTIFICAZIONI

Categoria III, CE 0493, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Tipo di alimento: gomma, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC)	
Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.	

Contattate il vostro rappresentante Ansell per ordinare o per maggiori informazioni.

Nord America
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com

America Latina e Caraibi
Tel: +52(442) 296 20 50
E-mail: csllac@ansell.com
Brasile Tel: +55-11-3356-3100
Brazil Email: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Medio Oriente ed Africa
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacifico
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

Australia e Nuova Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA
www.ansell.com/patentmarking.
© 2022 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.