

## 手の保護、柔軟性、快適性を兼ね備えたラテックスフリーの非滅菌ニトリル手袋

- **アレルギー対策**: パウダーフリーのクリーンルーム用手袋はラテックスフリーの合成ポリマー製で、Type I ラテックスアレルギーのリスクを排除します。
- **特殊な保護**: BioClean™ バイオタック BIOTAC ノンラテックス手袋のニトリル製法は、さまざまな化学物質に対する耐性を保証します。
- **確実な快適性と柔軟性**: ニトリル製法により、快適性、柔軟性、容易な着脱が可能です。
- **最小の汚染リスク**: EasyTearパッケージにより、クリーンルーム環境に入る際の汚染リスクを低減します。



### 主な特徴とメリット

- **ニトリル配合**: 快適性、柔軟性、耐化学性
- **ラテックスフリーデザイン**: Type I ラテックスアレルギーのリスクを軽減
- **非分散性EasyTearパッケージ**: 低減された汚染リスク

### 業界

- 生産と製造
- 管理された重要な環境

### 推奨用途

- クリーンルームの清掃および準備
- 食品加工と取り扱い
- 化学薬品の取り扱い
- 強化されたウェット環境でのグリップ力
- 特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化

## 技術データシート

| 製品情報                   |  |
|------------------------|--|
| 素材                     | ニトリル   |
| 色                      | ホワイト   |
| 形状                     | 左右兼用   |
| カフ                     | ビード加工  |
| 製造 / QMS監査規格           | ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms                               |
| 規制                     | CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, 食品接触, カテゴリー III, UKCA                              |
| 梱包                     | 密閉PE 内袋あたり 100 枚入り、密閉PE 外袋あたりPE内袋 1 枚入り 内張りカートンあたり外袋 10 枚入り(1000 枚)。   |
| 保管                     | 直射日光を避け、乾燥した場所に保管し、元の包装で保管すること。オゾン発生源から遠ざけてください。製品が表示通りに適切に保管されていれば、性能が失われたり、特性が大きく変化したりすることはない。製品が経年劣化や保管によって影響を受ける可能性がある場合は、包装資材に使用期限が記載されている。 |
| 展開サイズ                  | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)  |
| 手袋外面                   | 指部粗面加工   |
| Internal Glove Surface | 塩素処理   |
| クリーンルーム対応              | ISO クラス 5  |
| 保存期間                   | 5 Years  |
| 化学療法薬剤透過耐性検査<br>済み     | いいえ  |
| タンパク質レベル               | 該当なし: 天然ゴムラテックスを含んでいません  |
| 静電防止                   | はい   |

| 物理的特性   |              |             |             |             |               |               | 試験方法            |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| サイズ   | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | 2XL (10.5-11) | EN ISO 21420    |
| 全長(mm/インチ)  | 300 / 12     |             |             |             |               |               |                 |
| 掌部の幅 (mm/in)                                      | 75/3         | 85/3.3      | 95/3.7      | 105/4.1     | 115/4.5       | 119/4.7       |                 |
| 水密性検査   | 1.5 AQL      |             |             |             |               |               | EN 455-2        |
| 標準微粒子数 $\geq 0.5\mu\text{m}$ (個/cm <sup>2</sup> ) | <1500        |             |             |             |               |               | IEST-RP-CC005.4 |
| 破断力(N)エージング中                                      | $\geq 6$ N   |             |             |             |               |               | EN 455-2        |

## イオン含有量

| 濃度 ( $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ ) | 標準           | 濃度 ( $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ ) | 標準           |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| アンモニウム                           | 0.011        | 硝酸塩                              | 0.26         |
| 臭化物                              | Not Detected | 亜硝酸塩                             | Not Detected |
| カルシウム                            | 0.31         | リン酸塩                             | Not Detected |
| 塩化物                              | 0.11         | カリウム                             | 0.03         |
| フッ化物                             | Not Detected | ナトリウム                            | 0.029        |
| リチウム                             | Not Detected | 硫酸塩                              | 0.017        |
| マグネシウム                           | 0.002        | 亜鉛                               | Not Detected |

## ご注文に関する情報

| サイズ    | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | 2XL (10.5-11) |
|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 追加注文番号 | BIOTAC-XS    | BIOTAC-S    | BIOTAC-M    | BIOTAC-L    | BIOTAC-XL     | BIOTAC-2XL    |

## 性能基準 & 規制遵守



詳しくは、[www.ansell.com](http://www.ansell.com) にアクセスするか、弊社の以下の連絡先までお問い合わせください。

ヨーロッパ、中東、およびアフリカ地域  
Ansell Healthcare Europe NV  
電話: +32 (0) 2 528 74 00  
FAX: +32 (0) 2 528 74 01

アジア太平洋  
Ansell Global Trading Center  
電話: +603 8310 6698  
FAX: +603 8310 6699

北米  
Ansell Healthcare Products LLC  
US 電話: +1 800 800 0444  
US FAX: +1 800 800 0445  
CA 電話: +1 800 363 8340

中南米、メキシコ、およびカリブ諸島  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
電話: +52 442 248 1544 / 248 3133

オーストラリア  
Ansell Limited  
電話: +61 1800 337 041  
FAX: +61 1800 803 578

UK  
Ansell Nitritex  
電話: +44 1638 663338  
FAX: +44 1638 668890

アンセル、® および ™ は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。取得済み米国特許または米国および米国以外の国の申請中特許: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.

本文書もアンセルまたはその代理人がここで作成したその他のいかなる部分も、市場性またはアンセル製品が特定の目的に適していること保証するものではありません。アンセルは、エンドユーザー自らの判断による特定用途への使用に関する手袋の選択において免責されるものといたします。