

MICROTOUCH™ NITRA-TEX™

多目的

Nitrile, powder-free examination glove with strong barrier protection (only available in EMEA)

This non-sterile glove is made from a softer synthetic formulation to offer a comfortable fit and feel. It also has an excellent resistance from a broad range of commonly used chemicals. High tear resistance ensures optimal protection, and a chlorinated inner coating facilitates ease of donning.

KEY FEATURES AND BENEFITS:

- Excellent resistance to a broad range of commonly used chemicals
- Protects from latex Type I allergy
- Tested for use with chemotherapy drugs*

* See product packaging or contact Ansell Customer Service for specific chemotherapy drug permeation times and recommendations

WARNING: No glove completely protects against all chemicals. Users should test the suitability of this product against the specific chemicals and environment where used.

** This product is only available in Europe, the Middle East and Africa (EMEA).

推奨用途

- 化学療法薬剤取り扱い試験済み
- リスクが中程度の標準的な検査手順
- 環境に配慮した施設
- 医療従事者や患者を I 型アレルギー（ラテックス）から保護

採用されている技術



MICRO-TOUCH® 時間や場所を問わず保護性能を 発揮

最高品質を誇る医療検査検診用手袋 MICRO-TOUCH® は、医療従事者のあらゆるニーズを満たすため科学的データに基づいて設計されています。最先端の設計には、長時間の手術でも快適な装着感を保証するアンセルの人間工学に基づいた技術、危険なミスを防止するウェットグリップ、手の感覚を最大限に引き出す極薄フィルムが採用されています。汎用性の高い MICRO-TOUCH スタイルの手袋を装着すれば、介護士は万全の準備を整え、快適な装着感で十分に保護できるため、自分自身と患者の健康と安全を重視して業務に集中できます。

MICROTOUCH™ NITRA-TEX™

多目的

製品情報

| | | | |
|-----------------|--|--------------------|----------------------------------|
| 素材 | ニトリル | 天然ゴムラテックス不使用 | はい |
| 色 | ブルー | カフスタイル | ビード加工 |
| カフの長さ | 標準 | 手袋外面 | 全面粗面加工 |
| 水密性検査 (検査レベル I) | 1.5 AQL | 指部の厚さ (mm/mil) | 0.15/5.9 |
| 掌部の厚さ (mm/mil) | 0.12/4.7 | アレルギー防止 | ラテックス (I型アレルギー) |
| 展開サイズ | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10) | 化学療法薬剤との併用について試験済み | ASTM D6978準拠 (米国 FDA 510kには記載なし) |
| 滅菌 | いいえ | 静電気防止 | テストされていません |
| 手袋の長さ | 250 / 9.84 | 製品区分 | 多目的 |

ご注文に関する情報

| サイズ | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| アンセル製品コード | 4479 | 4470 | 4472 | 4474 | 4476 |

パッケージと保管

| | |
|----------|--|
| 梱包 | 1箱あたり 100 枚入り 1 カートン/ケースあたり 10 箱入 |
| 保存期間 | 5 Years |
| 保管に関する指示 | 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。オゾンまたは発火源から遠ざけて保管してください |

規格と認証

EN 374-2 and -4, EN ISO 21420:2020, ISO 13485, ISO 10993-10, ISO 9001, ISO 11737

ご注文または製品の詳細については、お近くのアンセル代理店にお問い合わせください。

北米

電話 (米国) : 800 952 9916
電話 (カナダ) : 1-844-494-7854
メール : insidesalesus@ansell.com

中南米およびカリブ諸島

電話 : +52(442) 296 20 50
メール : cslac@ansell.com
電話 (ブラジル) : +55-11-3356-3100
メール (ブラジル) : luvas.medicas@ansell.com

ヨーロッパ、中東、アパシア太平洋

リカ
電話 : +32 (0) 2 528 74 00
メール : info@ansell.eu

電話 : +603 8310 6688

メール : apac.medical@ansell.com

オーストラリアおよびニュージーランド

電話 : +61 3 9270 7270
メール : protection@ap.ansell.com

アンセル、® および ™ は、アンセルまたはその関連会社が所有する商標です。米国特許取得済みまたは米国および米国以外の国の申請中特許 :

www.ansell.com/patentmarking

© 2025 Ansell Limited. All Rights Reserved.