

## 손 보호와 유연성, 편안함을 결합한 라텍스 프리 비멸균 니트릴 장갑

- **알레르기 보호:** 비분말 처리된 클린룸 장갑은 라텍스를 사용하지 않은 합성 폴리머로 제작되어 제1형 라텍스 알레르기의 위험을 제거합니다.
- **특화된 보호:** BioClean™ Biotac BIOTAC 비라텍스 장갑의 니트릴 제형은 다양한 화학적 위험에 대한 보호를 보장합니다.
- **편안함과 유연성 보장:** 니트릴 제형으로 편안함, 유연성 및 손쉬운 착용감을 보장합니다.
- **오염 위험 최소화:** 분진 생성이 없는 **EasyTear** 포장으로 클린룸 환경에 들어갈 때 오염 위험이 낮은 비멸균 일회용 장갑입니다.



### 주요 특징 및 이점

- **니트릴 제형:** 편안함, 유연성 및 내화학성
- **라텍스 프리 디자인:** 제 1형 라텍스 알레르기 위험 제거
- **분진을 생성하지 않는 EasyTear 포장:** 오염 위험 감소

### 산업

- 생산 및 제조
- 통제되고 중요한 환경

### 본 제품을 권장하는 분야와 이유

- 클린 룸 청소 및 준비
- 식품 가공 및 취급
- 화학 물질 취급
- 젖은 환경에서 향상된 그립
- 특히 섬세한 시술 등 향상된 촉감 및 손재주

## 기술 데이터 시트

|                        | 제품 정보                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 소재                     | 니트릴                                                                                                                                                         |
| 색상                     | 화이트                                                                                                                                                         |
| 형상                     | 양손잡이용                                                                                                                                                       |
| 소매                     | 말림 마감                                                                                                                                                       |
| 제조/QMS 감사 표준           | ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms                                          |
| 규제                     | CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, 식품 접촉, 카테고리 III, UKCA                                         |
| 포장                     | 밀봉된 내부 PE bag당 100개, 밀봉된 외부 PE bag당 1개의 내부 PE bag 라이너가 있는 carton당 10개의 외부 bags(1000개)                                                                       |
| 보관                     | 직사광선을 피해 건조한 곳에 보관하고 원래 포장에 넣어 보관하세요. 오존 발생원으로부터 멀리 떨어지세요. 표시된 대로 제품을 올바르게 보관하면 성능이 저하되거나 특성이 크게 변하지 않습니다. 제품의 노화나 보관에 영향을 받을 수 있는 경우 포장재에 유통기한이 명시되어 있습니다. |
| 제공 사이즈                 | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 ~ 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)                                                                           |
| 외부 장갑 표면               | 손가락 부위 텍스처 처리                                                                                                                                               |
| Internal Glove Surface | 염소처리                                                                                                                                                        |
| 클린 룸 클래스               | ISO 클래스 5                                                                                                                                                   |
| 유통기한                   | 5 Years                                                                                                                                                     |
| 화학 요법 약물과의 병용에 대해 검사됨  | 아니요                                                                                                                                                         |
| 단백질 수준                 | 해당 없음: 천연 고무 라텍스가 포함되어 있지 않습니다                                                                                                                              |
| 정전기 방지                 | 예                                                                                                                                                           |



# Biotac BIOTAC

| 물리적 특성                           |              |             |             |             |               |               | 검사 방법           |
|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| 사이즈                              | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | 2XL (10.5-11) | EN ISO 21420    |
| 길이(mm/in)                        | 300 / 12     |             |             |             |               |               |                 |
| 손바닥 폭 (mm/in)                    | 75/3         | 85/3.3      | 95/3.7      | 105/4.1     | 115/4.5       | 119/4.7       |                 |
| 구멍 없음                            | 1.5 AQL      |             |             |             |               |               | EN 455-2        |
| 일반적인 미립자 수<br>≥0.5μm(counts/cm²) | <1500        |             |             |             |               |               | IEST-RP-CC005.4 |
| 에이징 동안 파단 시 힘<br>(N)             | ≥6 N         |             |             |             |               |               | EN 455-2        |

## 이온 함량

| 농도 (µg/cm <sup>2</sup> ) | 일반적          | 농도 (µg/cm <sup>2</sup> ) | 일반적          |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 암모늄                      | 0.011        | 질산염                      | 0.26         |
| 브롬화물                     | Not Detected | 아질산염                     | Not Detected |
| 칼슘                       | 0.31         | 인산염                      | Not Detected |
| 염화물                      | 0.11         | 칼륨                       | 0.03         |
| 플루오르화물                   | Not Detected | 나트륨                      | 0.029        |
| 리튬                       | Not Detected | 황산염                      | 0.017        |
| 마그네슘                     | 0.002        | 아연                       | Not Detected |

## 주문 정보

| 사이즈    | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | 2XL (10.5-11) |
|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 재주문 번호 | BIOTAC-XS    | BIOTAC-S    | BIOTAC-M    | BIOTAC-L    | BIOTAC-XL     | BIOTAC-2XL    |

## 성능 표준 및 규정 준수



추가적인 정보는 [www.ansell.com](http://www.ansell.com)를 방문하시거나 다음을 통해 당사에 문의하여 확인하실 수 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카 지역  
Ansell Healthcare Europe NV  
전화: +32 (0)2 528 74 00  
팩스: +32 (0)2 528 74 01  
아시아 태평양 지역  
Ansell Global Trading Center  
전화: +603 8310 6688  
팩스: +603 8310 6699

북미 지역  
Ansell Healthcare Products LLC  
US 전화: +1 800 800 0444  
US 팩스: +1 800 800 0445  
CA 전화: +1 800 363 8340  
라틴 아메리카 및 카리브해 지역  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
전화: +52 442 248 1544 / 248 3133

호주  
Ansell Limited  
전화: +61 1800 337 041  
팩스: +61 1800 803 578  
UK  
Ansell Nitritex  
전화: +44 1638 663338  
팩스: +44 1638 668890

Ansell, ® 및 "은 Ansell Limited 또는 해당 계열사가 보유하고 있는 상표입니다. 미국 특허 획득 및 미국과 미국 외 지역에서 특허 출원 중:  
[www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. 모든 저작권 보유.

본문 또는 본문 내 Ansell이나 Ansell 대표의 기타 모든 진술은 일체의 상업성이 특정 목적에 대한 Ansell 제품의 적합성을 보증하는 것으로 해석해서는 안 됩니다. Ansell은 최종 사용 자가 특정 목적을 위해 장갑을 선정함에 있어 그 적합성이나 적절성에 대해 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

