

# MICRO-TOUCH® Elite

필수 제품 시리즈

## 위험요소가 적은 임상 분야에 사용되는 비분말 검진용 비닐 장갑

이 비분말 합성 장갑은 신축성 있는 폴리염화비닐 제제로 제조되어 기존 비닐 장갑보다 편안한 착용감을 제공합니다. 라텍스에 민감한 사람을 위한 대안 제품입니다.

주요 특징 및 이점:

- 기존 비닐 장갑보다 편안하고 안전하게 착용할 수 있는 독특한 제제
- 부드러운 마감 처리로 촉감 향상
- I형 라텍스 알레르기 방지

### 본 제품을 권장하는 분야와 이유

- 간편한 저위험 검사 절차
- 유형 I 라텍스 알레르기에서 의료 종사자 또는 환자 보호

### 특징적인 기술



## MICRO-TOUCH® 매일, 어디서나 보호

MICRO-TOUCH® 프리미엄 진찰용 장갑은 의료 전문가의 모든 요구 사항을 충족하기 위해 과학적으로 설계되었습니다. 첨단 설계는 확장된 절차에서도 편안함을 보장하는 Ansell의 인체공학적 기술, 위험한 취급 상의 부주의를 방지하는 웨트 그립 기술 및 민감도를 최대치로 확보하기 위한 박막 필름을 특징으로 합니다. 다목적 MICRO-TOUCH 스타일로 완벽하게 준비되고 편안하게 보호 받는 의료진은 본인과 환자의 건강 및 보호에 마음 편하게 집중할 수 있습니다.

# MICRO-TOUCH® Elite

필수 제품 시리즈

## 제품 정보

소재	비닐(폴리염화비닐)	천연 고무 라텍스로 제조되지 않음	예
색상	크림색	소매 스타일	말림 마감
소매 길이	표준	분말 함량	비분말 처리(Powder-Free)
외부 장갑 표면	화학요법 약물 투과 테스트	구멍으로부터의 자유 (검사 레벨 I)	1.5 AQL
손가락 두께 (mm/mil)	0.10/3.9	손바닥 두께 (MM/MIL)	0.11/4.3
알레르기 방지	라텍스 알레르기(제I형)	제공 사이즈	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
화학 요법 약물과의 병용에 대해 검사됨	아니요	멸균	아니요
정전기 방지	테스트되지 않음	장갑 길이 (MM/INCHES)	230/9.1
제품 분류	필수 제품 시리즈		

## 주문 정보

사이즈	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
제품 코드	3090	3091	3092	3093	3094

## 포장 및 보관

포장	100 gloves per dispenser 10 dispensers per case 1000 gloves per case
유통기한	3년
보관 지침	직사광선을 피하고, 서늘하고 건조한 장소에 보관하십시오. 오존 또는 발화원이 있는 곳으로부터 멀리 하십시오.

## 표준 및 인증

FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002

주문 또는 자세한 내용은 **Ansell** 영업 담당자에게 문의하십시오.

북미  
미국 전화: 800 952 9916  
캐나다 전화: 1-844-494-7854  
이메일:  
insidesalesus@ansell.com

라틴 아메리카 및 카리브해  
전화: +52(442) 296 20 50  
이메일: cslac@ansell.com  
브라질 전화: +55-11-3356-3100  
브라질 이메일:  
luvas.medicas@ansell.com

유럽, 중동 및 아프리카  
전화: +32 (0)2 528 74  
OO  
이메일: info@ansell.eu

아시아 태평양  
전화: +603 8310 6688  
이메일:  
apac.medical@ansell.com

호주 및 뉴질랜드  
전화: +61 3 9270 7270  
이메일:  
protection@ap.ansell.com