

GAMMEX® Cut-Resistant Glove Liners

GUANTES PARA ESPECIALIDADES MÉDICAS

Los guantes interiores resistentes a los cortes, de hilo Dyneema® Diamond y sin látex, ofrecen una resistencia al corte y una protección superiores durante procedimientos exigentes*



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES:

- Protección y resistencia al corte superiores durante procedimientos exigentes
- Estéril
- Nivel 2 ANSI de resistencia al corte con ASTM F1790
- Desechables

ADVERTENCIA: Ningún guante interior proporciona una protección total contra todos los productos químicos. Tenga precaución al manejar objetos corto-punzantes.

**Sharps Injuries in the Operating Room; Massachusetts Sharps Injury Surveillance Data, 2004. Occupational Health Surveillance Program, Massachusetts Department of Public Health. Abril de 2008*

Recomendado para

- Áreas con alto riesgo de lesiones relacionadas con cortes como ortopedia, traumatología, cardiología, veterinaria, procesamiento de tejidos estériles, aplicaciones dentales y otras
- Resistencia a los cortes de ligera a media y protección durante procedimientos exigentes



GAMMEX® Innovación que protege

Impulsados por la innovación, los guantes quirúrgicos GAMMEX® están diseñados para responder a las necesidades en continua evolución de los usuarios de la comunidad quirúrgica. Con formulaciones exclusivas y tecnologías de vanguardia, un confort ergonómico y una protección superior, los profesionales de la salud de todo el mundo confían sus manos en las nuestras.

GAMMEX® Cut-Resistant Glove Liners

GUANTES PARA ESPECIALIDADES MÉDICAS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Fibra de alta densidad: Dyneema® Diamond, Nylon, Spandex, Poliéster
Contenido de Polvo	Sin polvo
Color	Blanco
Tipo de Puño	Codificados por colores
Superficie Externa del Guante	Tejido tricotado
Prevención contra Alergias	Látex (tipo I), químico (tipo IV)
Recomendación de Doble Enguantado	Entre dos guantes quirúrgicos
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	No, no probado de acuerdo con ASTM D6978
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	1.0 AQL
Estéril	Sí
Normativas del producto	ANSI/ISEA 105-2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020
Normas de Calidad/Medioambientales	EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Envasado	5 pares por caja
Fecha de Caducidad	2 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Aceleradores químicos de vulcanización	Información de propiedad- no disponible

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla		S / 6 - 6 1/2	M / 7 - 7 1/2		XL / 9
Código de producto	5789910	5789911	5789912	5789913	5789914

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

América del Norte
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email: insidesalesus@ansell.com
Sandel USA Tel: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Ansell Commercial Mexico
Tel: +52 442 296 2050
Email: latam.medical@ansell.com
Ansell Brasil Ltda
+55 (11) 3356-3100
Email: latam.medical@ansell.com
Ansell Colombia SAS
Tel: +57 1 288 3247
Email: latam.medical@ansell.com

Europa, Oriente Medio y África
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu
Asia Pacífico
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

India
Tel: + 91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Australia y Nueva Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com
China
Tel: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com