

# GAMMEX® Non-Latex PI Underglove

GUANTES QUIRÚRGICOS

## Bajoguante quirúrgico de poliisopreno, suave con la piel, con un alto nivel de sensibilidad táctil

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES:

- Bajoguante delgado sin látex que ofrece un confort óptimo al usar doble guante
- Color verde para la fácil identificación de roturas en el guante
- Guante de PI más suave y elástico que ofrece más confort que los guantes de látex de Ansell
- Sin aceleradores químicos, una causa conocida de sensibilidades y alergias químicas de Tipo IV, para un perfil alergénico optimizado
- Liso con acabado microtexturizado que ofrece un correcto agarre, permitiendo utilizar también el guante como guante único

*Es posible que los productos PI con PI-KARE Technology todavía no estén disponibles en su país. Contacte con su representante Ansell.*

### Recomendado para

- Todas las intervenciones quirúrgicas, especialmente las cirugías de alto riesgo en ortopedia, traumatología y cardiología.
- Fácil identificación de una rotura en el guante
- Protección contra aceleradores químicos como tiurams, carbamatos y mercaptos conocidos por causar alergias químicas de Tipo IV.
- Superado el ensayo de embriones de ratón (MEA), se puede utilizar para las técnicas de fertilización in vitro (FIV).

### TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



## GAMMEX® Innovación que protege

Impulsados por la innovación, los guantes quirúrgicos GAMMEX® están diseñados para responder a las necesidades en continua evolución de los usuarios de la comunidad quirúrgica. Con formulaciones exclusivas y tecnologías de vanguardia, un confort ergonómico y una protección superior, los profesionales de la salud de todo el mundo confían sus manos en las nuestras.

# GAMMEX® Non-Latex PI Underglove

GUANTES QUIRÚRGICOS

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	PI (Poliisopreno)
Contenido de Polvo	Sin polvo
Color	Verde
Grosor	Micro
Tipo de Puño	Reborde con tecnología SUREFIT™
Superficie Externa del Guante	Liso con acabado microtexturado
Superficie Interna del Guante	Revestimiento de polímero con tecnología DERMASHIELD™
Prevención contra Alergias	Látex Tipo I
Nivel de Agarre	Bajo
Recomendación de Doble Enguantado	Bajo Guante
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Si de acuerdo con ASTM D6978 y no listado en los Estados Unidos FDA 510k
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	0.65 AQL
Estéril	Sí
Normativas del producto	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Normas de Calidad/Medioambientales	EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Envasado	50 pares por caja; 4 cajas por caja de embalaje; 200 pares por caja de embalaje
Fecha de Caducidad	3 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Aceleradores químicos de vulcanización	Xantatos, Dialquilditiocarbamato de zinc

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9
Código de producto	20687255	20687260	20687265	20687270	20687275	20687280	20687285	20687290	340058090

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

**América del Norte**  
 US Tel: 800 952 9916  
 CA Tel: 1-844-494-7854  
 Email: insidesalesus@ansell.com  
 Sandel USA Tel: 866 764 3327  
 Sandel email: sandel-cs@ansell.com

**Ansell Comercial Mexico**  
 Tel: +52 442 296 2050  
 Email: latam.medical@ansell.com  
**Ansell Brasil Ltda**  
 +55 (11) 3356-3100  
 Email:latam.medical@ansell.com  
**Ansell Colombia SAS**  
 Tel: +57 1 288 3247  
 Email: latam.medical@ansell.com

**Europa, Oriente Medio y África**  
 Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
 Email: info@ansell.eu  
**Asia Pacífico**  
 Tel: +603 8310 6688  
 Email: apac.medical@ansell.com

**India**  
 Tel: + 91 22 38124500  
 Email: info.india@ansell.com  
**Australia y Nueva Zelanda**  
 Tel: +61 3 9270 7270  
 Email: protection@ap.ansell.com  
**China**  
 Tel: +86(21) 3827 5005  
 Email: infochina@ansell.com