

GAMMEX™ Non-Latex PI

GUANTES QUIRÚRGICOS

Guantes quirúrgicos de poliisopreno, suaves y respetuosos con la piel, para un confort óptimo y protección contra las alergias.

- **Protección óptima contra las alergias:** Al no ser de látex, estos guantes quirúrgicos de poliisopreno eliminan el riesgo de alergia al látex al tiempo que minimizan la sensibilización a una alergia química de tipo IV, ya que se han eliminado de su formulación respetuosa con la piel los aceleradores químicos conocidos por causar alergias cutáneas.
- **Comodidad y destreza superiores:** La fórmula patentada de Ansell, suave pero resistente, proporciona un ajuste y un tacto excepcionales.
- **Excelente agarre y sensibilidad:** La superficie lisa de estos guantes quirúrgicos tiene un acabado microtexturizado para garantizar una manipulación segura y el agarre de los instrumentos durante los procedimientos más rigurosos.
- **Se pone y se quita sin esfuerzo:** Un exclusivo recubrimiento interno facilita la colocación de las manos secas y húmedas, tanto cuando se colocan por primera vez como durante los cambios intraoperatorios.
- **Probados para quimioterapia:** Probados según ASTM D6978, estos guantes estériles GAMMEX™ son seguros para su uso con una amplia gama de fármacos de quimioterapia**.

**Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Ansell para obtener recomendaciones y tiempos específicos de permeación de fármacos quimioterapéuticos.

Recomendado para

- Todas las intervenciones quirúrgicas, especialmente las cirugías de alto riesgo en ortopedia, traumatología y cardiología.
- Comodidad extra durante procedimientos largos y continuos
- Protección contra aceleradores químicos como tiurams, carbamatos y mercaptos conocidos por causar alergias químicas de Tipo IV.
- Superado el ensayo de embriones de ratón (MEA), se puede utilizar para las técnicas de fertilización in vitro (FIV).

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



GAMMEX® Innovación que protege

Impulsados por la innovación, los guantes quirúrgicos GAMMEX® están diseñados para responder a las necesidades en continua evolución de los usuarios de la comunidad quirúrgica. Con formulaciones exclusivas y tecnologías de vanguardia, un confort ergonómico y una protección superior, los profesionales de la salud de todo el mundo confían sus manos en las nuestras.

GAMMEX™ Non-Latex PI

GUANTES QUIRÚRGICOS

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|---|---|
| Material | PI (Poliisopreno) |
| Contenido de Polvo | Sin polvo |
| Color | Blanco |
| Grosor | Estándar |
| Tipo de Puño | Reborde con tecnología SUREFIT™ |
| Superficie Externa del Guante | Liso con acabado microtexturado |
| Superficie Interna del Guante | Revestimiento de polímero con tecnología DERMASHIELD™ |
| Prevención contra Alergias | Látex Tipo I |
| Nivel de Agarre | Moderar |
| Recomendación de Doble Enguantado | Guante Exterior o Debajo del Guante |
| Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia | Sí, en conformidad con ASTM D6978 y aprobado por la FDA de EE.UU. |
| Libertad de agujeros (Nivel de inspección I) | AQL 0,65 |
| Estéril | Sí |
| Normativas del producto | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107 |
| Normas de Calidad/Medioambientales | EN 556, ISO 11137-Parte 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 |
| Envasado | 50 pares por caja; 4 cajas por caja de embalaje; 200 pares por caja de embalaje |
| Fecha de Caducidad | 3 años |
| Instrucciones de Almacenamiento | Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición. |
| Aceleradores químicos de vulcanización | Xantatos, Dialquilditiocarbamato de zinc |

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| Talla | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Código de producto | 20685755 | 20685760 | 20685765 | 20685770 | 20685775 | 20685780 | 20685785 | 20685790 |

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

América del Norte
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email: insidesalesus@ansell.com
Sandel USA Tel: 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Ansell Commercial Mexico
Tel: +52 442 296 2050
Email: latam.medical@ansell.com
Ansell Brasil Ltda
+55 (11) 3356-3100
Email: latam.medical@ansell.com
Ansell Colombia SAS
Tel: +57 1 288 3247
Email: latam.medical@ansell.com

Europa, Oriente Medio y África
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu
Asia Pacífico
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

India
Tel: + 91 22 38124500
Email: info.india@ansell.com
Australia y Nueva Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com
China
Tel: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com