

# MICRO-TOUCH™ Blue Nitrile

Fino estándar

**Guante de examen médico de nitrilo, sin polvo, con un ajuste excepcional y una protección fiable.**

- **Ajuste cómodo:** estos guantes no estériles presentan una avanzada formulación elástica para ofrecer la máxima comodidad, ajuste y tacto.
- **Mayor sensibilidad:** Su avanzada formulación proporciona una mayor sensibilidad táctil
- **Sólida integridad de la barrera:** Un AQL mejor que el exigido por la norma industrial ASTM D6319 proporciona una producción constante y de alta calidad.
- **Envasado inteligente:** el envase de 200 unidades reduce los residuos
- **Protección especializada:** Probado para su uso con 17 productos químicos y aprobado para su uso con fármacos de quimioterapia, por lo que es ideal para casi todos los entornos clínicos.



\*véase el embalaje del producto para más detalles

## Recomendado para

- Probado para su uso con fármacos en quimioterapia
- Protección de alergias al látex Tipo I en trabajadores sanitarios o pacientes
- Procedimientos de examinación de riesgo estándar y moderado
- Instalaciones respetuosas con el medio ambiente

## TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



## MICRO-TOUCH™ Protección diaria, en cualquier circunstancia

Los guantes de examen médico de alta calidad MICRO-TOUCH® están diseñados científicamente para complementar todas las necesidades de los profesionales sanitarios. Su sofisticado diseño incluye tecnologías ergonómicas de Ansell que garantizan el confort durante procedimientos prolongados, innovaciones de agarre en medio húmedo que evitan peligrosos errores de manipulación, y películas micro-delgadas para una máxima sensibilidad. Los profesionales de la salud completamente preparados y protegidos por la versatilidad de los estilos MICRO-TOUCH pueden concentrarse en lo que más importa: la salud y protección propias y las de sus pacientes.

# MICRO-TOUCH™ Blue Nitrile

Fino estándar

| INFORMACIÓN DEL PRODUCTO                     |                                                                    |                                                     |                                                                   |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Material                                     | Nitrilo                                                            | Fabricado sin Látex de Caucho Natural               | Sí                                                                |
| Color                                        | Azul                                                               | Tipo de Puño                                        | Con reborde                                                       |
| Longitud del Puño                            | Estándar                                                           | Superficie Externa del Guante                       | Dedos texturizados                                                |
| Libertad de agujeros (Nivel de inspección I) | 1.5 AQL                                                            | Grosor de los Dedos (mm / mil)                      | 0.09/3.5                                                          |
| Grosor de la Palma (mm/mil)                  | 0.07/2.8                                                           | Prevención contra Alergias                          | Látex Tipo I                                                      |
| Tallas Disponibles                           | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10) | Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia | Sí, en conformidad con ASTM D6978 y aprobado por la FDA de EE.UU. |
| Sin Silicona                                 | No                                                                 | Estéril                                             | No                                                                |
| Antiestático                                 | No probado                                                         | Longitud del Guante                                 | 240 / 9.45                                                        |
| Segmentación de Productos                    | Fino estándar                                                      |                                                     |                                                                   |

| INFORMACIÓN PARA PEDIDOS |              |             |             |             |               |
|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Talla                    | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
| Código de producto       | 313041060    | 313041065   | 313041070   | 313041075   | 313041080     |

| ENVASADO Y ALMACENAMIENTO       |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Envasado                        | 200 guantes por caja 10 cajas por caja de embalaje                                                                         |
| Fecha de Caducidad              | 3 Years                                                                                                                    |
| Instrucciones de Almacenamiento | Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición. |

| NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASTM D6319, CE 0493, Categoría III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Contacto Alimentario, UKCA |

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| North America<br>US Tel: 800 952 9916<br>CA Tel: 1-844-494-7854<br>Email:<br>insidesalesus@ansell.com | Latin America & Caribbean<br>Region<br>BR +55 (11) 3356-3100<br>latam.medical@ansell.com<br>MX: +52 442 296 2050<br>latam.medical@ansell.com<br>CO: +57 1 288 3247<br>latam.medical@ansell.com | Europe, Middle East & Africa<br>Tel: +32 (0) 2 528 74 00<br>Email: info@ansell.eu | Asia Pacific<br>Tel: +603 8310 6688<br>Email:<br>apac.medical@ansell.com | Australia & New Zealand<br>Tel: +61 3 9270 7270<br>Email:<br>protection@ap.ansell.com |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking).  
© 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.