

MICRO-TOUCH™ DermaClean™

Serie de imprescindibles

Guante de examen médico de látex, sin polvo, con excelentes propiedades de agarre.

- **Agarre seguro:** Gracias a su superficie exterior texturizada, este guante no estéril tiene excelentes niveles de agarre en condiciones húmedas y secas, y es ideal para el personal sanitario que manipula instrumental, tubos de ensayo o equipos de infusión.
- **Ajuste cómodo:** La fórmula de látex de caucho natural de Ansell garantiza la flexibilidad de un guante cómodo y bien ajustado.
- **Fácil colocación:** La superficie interior lisa y clorada facilita la colocación.



PRECAUCIÓN: Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.

Recomendado para

- Procedimientos de exploración rápidos y de bajo riesgo



MICRO-TOUCH® Protección diaria, en cualquier circunstancia

Los guantes de examen médico de alta calidad MICRO-TOUCH® están diseñados científicamente para complementar todas las necesidades de los profesionales sanitarios. Su sofisticado diseño incluye tecnologías ergonómicas de Ansell que garantizan el confort durante procedimientos prolongados, innovaciones de agarre en medio húmedo que evitan peligrosos errores de manipulación, y películas micro-delgadas para una máxima sensibilidad. Los profesionales de la salud completamente preparados y protegidos por la versatilidad de los estilos MICRO-TOUCH pueden concentrarse en lo que más importa: la salud y protección propias y las de sus pacientes.

MICRO-TOUCH™ DermaClean™

Serie de imprescindibles

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Látex de caucho natural	Fabricado sin Látex de Caucho Natural	No
Color	Blanco	Longitud del Puño	Estándar
Contenido de Polvo	Sin polvo	Superficie Externa del Guante	Totalmente texturizado
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	AQL 1,5	Grosor de los Dedos (mm / mil)	0.16/6.3
Grosor de la Palma (mm/mil)	0.14/5.5	Tallas Disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	No	Sin Silicona	Sí
Estéril	No	Antiestático	No probado
Longitud del Guante	240 mm/ 9.5 pulgadas	Segmentación de Productos	Serie de imprescindibles

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

Fecha de Caducidad	3 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

CA Prop 65, Número CE, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 13485, ISO 10993-5, ISO 9001, ISO 11193-1:2008, ISO 10993-1, ISO 16604, ISO 10993-10, ISO 10993-10:2002, Tipo de producto para uso alimentario: Caucho

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

North America
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
Region
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com