

Guante de examen médico de vinilo, sin polvo, para uso en aplicaciones clínicas de bajo riesgo.

- **Mayor comodidad:** Este guante sintético no estéril está fabricado con una fórmula elástica de cloruro de polivinilo que proporciona un ajuste más cómodo y seguro que los guantes de vinilo tradicionales.
- **Mayor sensibilidad:** El acabado liso ofrece una mayor sensibilidad táctil en aplicaciones clínicas de bajo riesgo
- **Reducción del riesgo de alergia:** Una gran alternativa para las personas sensibles al látex, ya que el vinilo protege de las alergias al látex de tipo I.

Recomendado para

- Protección de alergias al látex Tipo I en trabajadores sanitarios o pacientes
- Procedimientos de exploración rápidos y de bajo riesgo

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



MICRO-TOUCH™ Protección diaria, en cualquier circunstancia

Los guantes de examen médico de alta calidad MICRO-TOUCH® están diseñados científicamente para complementar todas las necesidades de los profesionales sanitarios. Su sofisticado diseño incluye tecnologías ergonómicas de Ansell que garantizan el confort durante procedimientos prolongados, innovaciones de agarre en medio húmedo que evitan peligrosos errores de manipulación, y películas micro-delgadas para una máxima sensibilidad. Los profesionales de la salud completamente preparados y protegidos por la versatilidad de los estilos MICRO-TOUCH pueden concentrarse en lo que más importa: la salud y protección propias y las de sus pacientes.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Fabricado sin Látex de Caucho Natural	Sí	Color	Crema
Tipo de Puño	Con reborde	Longitud del Puño	Estándar
Superficie Externa del Guante	Suave	Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	1.5 AQL
Grosor de los Dedos (mm / mil)	0.10/3.9	Grosor de la Palma (mm/mil)	0.08/3.1
Prevención contra Alergias	Látex Tipo I	Tallas Disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	No	Sin Silicona	No
Estéril	No	Antiestático	No probado
Longitud del Guante	240 / 9.45	Segmentación de Productos	Multiusos

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de producto	3090	3091	3092	3093	3094

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

Envasado	100 gloves per dispenser 10 dispensers per case 1000 gloves per case
Fecha de Caducidad	3 Years
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

ASTM F1671, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

North America
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
Region
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Europe, Middle East &
Africa
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com