

MICRO-TOUCH™ NITRAFREE™

Alto Contacto

Proporciona una protección de las manos cómoda y fiable.

- **Reducción del riesgo de alergia:** Fabricado sin aceleradores químicos a base de azufre, lo que ayuda a proteger a los usuarios de alergias químicas de tipo IV.
- **Ajuste cómodo:** Estos guantes de nitrilo para exámenes médicos están fabricados con una fórmula de nitrilo suave y duradera para una mayor comodidad.
- **Mayor sensibilidad al tacto:** Fino y ligero para garantizar una excelente sensibilidad al tacto durante el trabajo.
- **Protección especializada:** Probado y aprobado para su uso con medicamentos de quimioterapia*.

*Véase el embalaje del producto para más detalles.



Recomendado para

- Probado para su uso con fármacos en quimioterapia
- Protección de alergias al látex Tipo I y reducción de alergias químicas Tipo IV en trabajadores sanitarios o pacientes
- Exámenes estándar de pacientes

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



MICRO-TOUCH® Protección diaria, en cualquier circunstancia

Los guantes de examen médico de alta calidad MICRO-TOUCH® están diseñados científicamente para complementar todas las necesidades de los profesionales sanitarios. Su sofisticado diseño incluye tecnologías ergonómicas de Ansell que garantizan el confort durante procedimientos prolongados, innovaciones de agarre en medio húmedo que evitan peligrosos errores de manipulación, y películas micro-delgadas para una máxima sensibilidad. Los profesionales de la salud completamente preparados y protegidos por la versatilidad de los estilos MICRO-TOUCH pueden concentrarse en lo que más importa: la salud y protección propias y las de sus pacientes.

MICRO-TOUCH™ NITRAFREE™

Alto Contacto

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Nitrilo	Fabricado sin Látex de Caucho Natural	Sí
Color	Rosa	Tipo de Puño	Con reborde
Longitud del Puño	Estándar	Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	AQL 1,5	Grosor de los Dedos (mm / mil)	0.12/5.5
Grosor de la Palma (mm/mil)	0.08/3.1	Tallas Disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Sí, en conformidad con ASTM D6978 y aprobado por la FDA de EE.UU.	Sin Silicona	No probado
Estéril	No	Antiestático	No probado
Recomendación de Doble Enguantado	Sí, como guante interno	Longitud del Guante	240 mm/ 9.5 pulgadas
Segmentación de Productos	Alto Contacto		

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

Fecha de Caducidad	5 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

ASTM D6319, Categoría III, CE 0493, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, UKCA

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

North America
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean Region
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com