

# MICRO-TOUCH™ Nitrilo E.P.

Series Alto rendimiento

## Diseño duradero con un puño extendido para la protección de alto riesgo en entornos sanitarios.


- **Agarre mejorado:** Texturizado para un mejor agarre en entornos clínicos tanto húmedos como secos.
- **Protección añadida:** El puño extendido de 295 mm/11.6 pulgadas proporciona una protección añadida sobre la muñeca y el antebrazo.
- **Barrera y protección química:** Ofrece una barrera de protección eficaz contra los pinchazos y una amplia gama de productos químicos.
- **Reducción del riesgo de alergia:** Previene las alergias al látex de tipo I.
- **Protección especializada:** Probada para su uso con fármacos quimioterapéuticos\*.

\*Véase el embalaje del producto para más detalles.

### Recomendado para

- Probado para su uso con fármacos en quimioterapia
- Protección extra de la muñeca y el brazo
- Protección de alergias al látex Tipo I en trabajadores sanitarios o pacientes
- Procedimientos de examinación continuos y de alto riesgo

### TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



### MICRO-TOUCH® Protección diaria, en cualquier circunstancia

Los guantes de examen médico de alta calidad MICRO-TOUCH® están diseñados científicamente para complementar todas las necesidades de los profesionales sanitarios. Su sofisticado diseño incluye tecnologías ergonómicas de Ansell que garantizan el confort durante procedimientos prolongados, innovaciones de agarre en medio húmedo que evitan peligrosos errores de manipulación, y películas micro-delgadas para una máxima sensibilidad. Los profesionales de la salud completamente preparados y protegidos por la versatilidad de los estilos MICRO-TOUCH pueden concentrarse en lo que más importa: la salud y protección propias y las de sus pacientes.

# MICRO-TOUCH™ Nitrilo E.P.

Series Alto rendimiento

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Nitrilo	Fabricado sin Látex de Caucho Natural	Sí
Color	Azul	Tipo de Puño	Con reborde
Longitud del Puño	Extendido	Contenido de Polvo	Sin polvo
Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados	Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	AQL 1,5
Grosor de los Dedos (mm / mil)	0.16/6.3	Grosor de la Palma (mm/mil)	0.11/4.3
Prevención contra Alergias	Látex Tipo I	Tallas Disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Sí, en conformidad con ASTM D6978 y aprobado por la FDA de EE.UU.	Estéril	No
Antiestático	No probado	Longitud del Guante	295 mm/ 11.6 pulgadas
Segmentación de Productos	Series Alto rendimiento		

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de producto	6034050	6034051	6034052	6034053	6034054

## ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

Envasado	100 guantes por dispensador 10 dispensadores por caja de embalaje 1,000 guantes por caja de embalaje
Fecha de Caducidad	3 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.

## NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

ASTM D6319, ASTM D6978, EN 374:2003, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

North America  
US Tel: 800 952 9916  
CA Tel: 1-844-494-7854  
Email:  
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean  
Region  
BR +55 (11) 3356-3100  
latam.medical@ansell.com  
MX: +52 442 296 2050  
latam.medical@ansell.com  
CO: +57 1 288 3247  
latam.medical@ansell.com

Europe, Middle East & Africa  
Tel: +32 (0) 2 528 74 00  
Email: info@ansell.eu

Asia Pacific  
Tel: +603 8310 6688  
Email:  
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand  
Tel: +61 3 9270 7270  
Email:  
protection@ap.ansell.com