

Diseño duradero con un puño extendido para la protección de alto riesgo en entornos sanitarios

- **Agarre mejorado:** texturizado para un mejor agarre en entornos clínicos tanto húmedos como secos.
- **Protección añadida:** El puño extendido de 295 mm/11,6" proporciona una protección añadida sobre la muñeca y el antebrazo.
- **Barrera y protección química:** Ofrece una barrera de protección eficaz contra los pinchazos y una amplia gama de productos químicos
- **Reducción del riesgo de alergia:** previene las alergias al látex de tipo I
- **Protección especializada:** probada para su uso con fármacos quimioterapéuticos*.

*véase el embalaje del producto para más detalles

Recomendado para

- Probado para su uso con fármacos en quimioterapia
- Protección de alergias al látex Tipo I en trabajadores sanitarios o pacientes
- Procedimientos de examinación continuos y de alto riesgo
- Protección extra de la muñeca y el brazo

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



MICRO-TOUCH™ Protección diaria, en cualquier circunstancia

Los guantes de examen médico de alta calidad MICRO-TOUCH® están diseñados científicamente para complementar todas las necesidades de los profesionales sanitarios. Su sofisticado diseño incluye tecnologías ergonómicas de Ansell que garantizan el confort durante procedimientos prolongados, innovaciones de agarre en medio húmedo que evitan peligrosos errores de manipulación, y películas micro-delgadas para una máxima sensibilidad. Los profesionales de la salud completamente preparados y protegidos por la versatilidad de los estilos MICRO-TOUCH pueden concentrarse en lo que más importa: la salud y protección propias y las de sus pacientes.

Series Alto rendimiento

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Nitrilo	Fabricado sin Látex de Caucho Natural	Sí
Color	Azul	Tipo de Puño	Con reborde
Longitud del Puño	Extendido	Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	1.5 AQL	Grosor de los Dedos (mm / mil)	0.16/6.3
Grosor de la Palma (mm/mil)	0.11/4.3	Prevención contra Alergias	Látex Tipo I
Tallas Disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Sí, en conformidad con ASTM D6978 y aprobado por la FDA de EE.UU.
Sin Silicona	No	Estéril	No
Antiestático	No probado	Longitud del Guante	295 / 11.6
Segmentación de Productos	Series Alto rendimiento		

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de producto	6034050	6034051	6034052	6034053	6034054

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

Envasado	100 guantes por dispensador 10 dispensadores por caja de embalaje 1,000 guantes por caja de embalaje
Fecha de Caducidad	3 Years
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

ASTM D6319, ASTM D6978, EN 374:2003, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

North America
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
Region
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com