

## Guantes de látex para examen con un ajuste y tacto excepcionales para un uso prolongado.

- **Agarre seguro:** Los guantes médicos de látex MICROFLEX<sup>™</sup> Diamond Grip Plus<sup>™</sup> DGP-350 están totalmente texturizados, lo que garantiza un agarre seguro tanto en entornos húmedos como secos.
- **Sensibilidad táctil:** Su excelente sensibilidad táctil garantiza una manipulación precisa durante la atención al paciente o al manipular productos delicados o instrumentos de laboratorio.
- **Ajuste cómodo y elástico:** Su elasticidad superior hace que los guantes se muevan con usted para mayor comodidad.
- **Calidad excepcional:** Supera los estándares de resistencia a la tracción, elasticidad/elongación y otros estándares de calidad para los guantes de látex normales.



**\*PRECAUCIÓN:** Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.

### Industrias

- Procesamiento de alimentos
- Ciencias de la Vida
- Atención Médica
- Servicios
- Almacenamiento

### Recomendado para

- Mantenimiento y reparación de equipos
- Todo tipo de procesamiento de alimentos, aplicaciones donde haya contacto alimentario
- Toma y procesamiento de muestras
- Comodidad extra durante procedimientos largos y continuos
- Exámenes estándar de pacientes

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

	Información sobre el Producto
Material	Látex de caucho natural
Superficie Externa del Guante	Totalmente texturizado
Normas de Auditoría	EN ISO 13485:2012
Certificación del Producto	ASTM D3578, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade
Resumen de Empaque	100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de embalaje, 1,000 guantes por caja de embalaje.
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
País de Origen	Malasia
Antiestático	No probado
Sin Silicona	Sí

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	245 mm/ 9.6 pulgadas		ASTM D3767,EN 420
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Grosor de la palma (mm/mils)	0.14/5.5		ASTM D3767,EN 420
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.16/6.3		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DE UTILIZAR	DESPUS DE UTILIZAR	
Máxima resistencia a la tensión (MPa)	22	20	ASTM D412 & D573
Elongación en el punto de rotura (%)	≥ 700	≥ 600	ASTM D412
Fuerza a la rotura (N)	9	9	EN 455-2

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de producto	DGP-350-XS	DGP-350-S	DGP-350-M	DGP-350-L	DGP-350-XL

Para más información, visítenos en [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), o llame al número

Europe, Middle East & Africa Region  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacific Region  
MY +603 8310 6688  
apac.medical@ansell.com  
CN: +86 21 38275000  
infochina@ansell.com  
JP: +813 5549 8151  
info.medical.jp@ansell.com

North America Region  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region  
BR +55 (11) 3356-3100  
latam.medical@ansell.com  
MX: +52 442 296 2050  
latam.medical@ansell.com  
CO: +57 1 288 3247  
latam.medical@ansell.com

Australia  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

Russia  
Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

