

## Guante de examen médico de nitrilo blanco con Tecnología hidratante de la piel HYDRASOFT™.

- **Tecnología Hidratante de la Piel HYDRASOFT™:** Se ha demostrado que el exclusivo recubrimiento interior ayuda a la piel a retener 2 veces más humedad\* que los guantes sin Tecnología HYDRASOFT™, evitando la sequedad y la incomodidad.
- **Ajuste cómodo:** La suave formulación de nitrilo proporciona un ajuste y un tacto cómodos.
- **Mayor sensibilidad al tacto:** La construcción ligera de nitrilo proporciona mayor comodidad y tacto mientras se trabaja.

NOW FEATURING  
 **HYDRASOFT™**  
Skin Moisturizing Technology



\*Basado en pruebas internas (datos en archivo)

### Industrias

- Dental
- Atención Médica
- Ciencias de la Vida

### Recomendado para

- Toma y procesamiento de muestras
- Protección de alergias al látex Tipo I en trabajadores sanitarios o pacientes
- Exámenes estándar de pacientes
- Mayor sensibilidad táctil y destreza, especialmente durante intervenciones delicadas.
- Exploraciones orales
- Análisis de laboratorio
- Realización de pruebas
- Ayudando a proteger la piel de la resequedad o el agrietamiento
- Producción farmacéutica
- Odontología general

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

|                                 | Información sobre el Producto  |
|---------------------------------|--|
| Material                        | Nitrilo  |
| Superficie Externa del Guante   | Dedos texturizados   |
| Normas de Auditoría             | ISO 13485, ISO 9001  |
| Certificación del Producto      | Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, ASTM D6319, CE Number, EN 455 1-4, EN ISO 13485, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, US QSR/FDA 510(k) Medical Examination Grade, UKCA, PMDA Notification Number: 13B3X10307AH0001, Trade Name: Ansell Non Latex Medical Examination Glove |
| Resumen de Empaque              | 100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de embalaje, 1,000 guantes por caja de embalaje.  |
| Instrucciones de Almacenamiento | Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.   |
| País de Origen                  | Indonesia  |
| Segmentación de Productos       | Alto Contacto  |
| Antiestático                    | No probado   |
| Sin Silicona                    | No   |

PROPIEDADES FÍSICAS

|   | Valores típicos      |                    | Método de ensayo    |
|---|----------------------|--------------------|---------------------|
| Longitud (mm/pulgadas)                            | 245 mm/ 9.6 pulgadas |                    | ASTM D3767,EN 420   |
| Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I) | AQL 1,5              |                    | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Grosor de la palma (mm/mils)                      | 0.07/2.8             |                    | ASTM D3767,EN 420   |
| Grosor de los dedos (mm/mils)                     | 0.12/4.7             |                    | ASTM D3767,EN 420   |
|   | ANTES DE UTILIZAR    | DESPUS DE UTILIZAR |                     |
| Máxima resistencia a la tensión (MPa)             | ≥ 14                 | ≥ 14               | ASTM D412 & D573    |
| Elongación en el punto de rotura (%)              | ≥ 500                | ≥ 400              | ASTM D412           |
| Fuerza a la rotura (N)                            | ≥ 6N                 | ≥ 6                |                     |

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

| Talla              | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Código de producto | TQ-601-XS    | TQ-601-S    | TQ-601-M    | TQ-601-L    | TQ-601-XL     |

Estándares de rendimiento y de conformidad reglamentaria



Para más información, visítenos en [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu), o llame al número

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Europe, Middle East &amp; Africa Region</b><br>Ansell Healthcare Europe NV<br>T: +32 (0) 2 528 74 00<br>F: +32 (0) 2 528 74 01<br><br><b>Asia Pacific Region</b><br>MY +603 8310 6688<br>apac.medical@ansell.com<br>CN: +86 21 38275000<br>infochina@ansell.com<br>JP: +813 5549 8151<br>info.medical.jp@ansell.com | <b>North America Region</b><br>Ansell Healthcare Products LLC<br>T: +1 800 800 0444<br>F: +1 800 800 0445<br><br><b>Latin America &amp; Caribbean Region</b><br>BR +55 (11) 3356-3100<br>latam.medical@ansell.com<br>MX: +52 442 296 2050<br>latam.medical@ansell.com<br>CO: +57 1 288 3247<br>latam.medical@ansell.com | <b>Australia</b><br>Ansell Limited<br>T: +61 1800 337 041<br>F: +61 1800 803 578<br><br><b>Russia</b><br>Ansell PYC<br>Ten. +7 495 258 13 16 |
|--|---|--|

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

