

Guantes de puño largo para sala limpia, que proporcionan una cobertura de protección adicional contra productos químicos y fármacos de quimioterapia.

- **Protección química:** BioClean™ N-Plus BNPS son resistentes a una serie de productos químicos y fármacos de quimioterapia (EPI Categoría III, EN ISO Tipo BASTM D6978)
- **Procesado limpio:** Los guantes se someten a un lavado desionizado para reducir aún más las partículas superficiales, los extraíbles iónicos y los residuos no volátiles.
- **Reducir el riesgo de contaminación:** Los guantes se presentan en envases no particulados que reducen los posibles riesgos de contaminación en el entorno de la sala blanca.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES

- **Puño largo extendido:** Proporcionan una mayor cobertura para una excelente protección de los antebrazos
- **Protección química:** Resistente a una serie de productos químicos y fármacos quimioterapéuticos
- **Garantía de esterilidad:** Esterilizado por rayos gamma con un nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10-6

Industrias

- Fabricación de Biotecnología
- Entornos controlados y críticos
- Laboratorio de Investigación y Desarrollo
- Fabricación de Instrumental Médico
- Fabricación Farmacéutica
- Producción y Fabricación
- Departamento de tratamiento estéril

Recomendado para

- Transferencia de líquidos y sólidos
- Salpicaduras Químicas
- Toma y procesamiento de muestras
- Operaciones de Mezclado en Biotecnologías
- Llenado aséptico y etiquetado

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

	Información del Producto
Material	Nitrilo
Color	Blanco
Forma	Guantes diferenciados
Puño	Con reborde
Fabricación/Normas de auditoría QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Normativa	ASTM D6978, CE 0493, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contacto Alimentario, Categoría III, UKCA
Envasado	1 par por envoltura interior; 1 envoltorio interior por bolsa; 10 bolsas por bolsa exterior; 20 bolsas externas por caja forrada (200 pares) Envases más sostenibles: Estos guantes estériles de nitrilo se presentan en envases de plástico reciclable* y se entregan en cajas de cartón reciclado. *La envoltura interior, la bolsa, el saco y el forro están fabricados con película a base de polietileno (PE). Compruebe siempre el estado local de reciclabilidad del PE, ya que es posible que este material plástico no se considere apto para el reciclado en su país.
Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; conservar en lugar seco y en su envase original. Mantener alejado de fuentes de ozono. Si los productos se almacenan correctamente, como se indica, no perderán sus prestaciones ni cambiarán sus características de forma significativa. Si los productos pueden verse afectados por el envejecimiento o el almacenamiento, la fecha de caducidad se menciona en los materiales de envasado.
Procedencia	Malasia
Tallas disponibles	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10
Contenido de Polvo	Sin polvo
Superficie Externa del Guante	Dedos y palma con textura
Internal Glove Surface	Clorado
Método de Esterilización	Irradiación GAMMA (25 kGy)
Dosis Mínima para Esterilización	25kGy
Nivel de Garantía de Esterilidad	10 ⁻⁶
Clase de Cuarto Limpio	Class 10/ISO Class 4, EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Fecha de Caducidad	5 Years
Probado para su uso con fármacos para quimioterapia	Sí
Nivel de Proteínas	No aplicable: no contiene látex de caucho natural
Antiestático	Sí



N-Plus

Guante estéril desechable de nitrilo para sala limpia

Propiedades físicas									Método de ensayo
Tallas	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	EN ISO 21420
Longitud (mm/pulg)	400 / 15.75								
Ancho de la Palma (mm/in)	80/3.1	85/3.3	93/3.6	98/3.8	106/4.1	110/4.3	115/4.5	120/4.7	
Ausencia de perforaciones	1.0 AQL								EN 374-2
Recuento de partículas típico: ≥0,5µm (recuentos/cm²)	<1800								IEST-RP-CC005.4
Grosor mínimo de la palma (mm/mil)	0.17/6.69								EN ISO 21420
Grosor mínimo de los dedos (mm/mil)	0.21/8.26								EN ISO 21420
Grosor mínimo del puño (mm/mil)	0.10/3.93								EN ISO 21420
Fuerza de rotura (N) durante el envejecimiento	≥ 9 N								EN 455-2

CONTENIDO IÓNICO

Concentración en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Típico	Concentración en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Típico
Amonio	Disponible en el archivo	Nitrato	<0,30
Bromuro	<0.01	Nitrito	Disponible en el archivo
Calcio	<0.50	Fosfato	<0.01
Cloruro	<0.45	Potasio	<0.20
Fluoruro	<0.01	Sodio	<0.10
Litio	<0.01	Sulfato	<0.25
Magnesio	<0.01	Zinc	< 0.18

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

TALLA	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
Nº NUEVO PEDIDO	BNPS60	BNPS65	BNPS70	BNPS75	BNPS80	BNPS85	BNPS90	BNPS100

ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO Y DE CONFORMIDAD REGLAMENTARIA



Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 296 2050

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: + 61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.

