

MICRO-TOUCH™ E.P.

Series Alto rendimiento

Guante de examen médico de látex sin polvo con puño extendido y formulación más gruesa.

- **Barrera de protección:** Este guante no estéril presenta un puño más grueso y es ideal para profesionales sanitarios en entornos clínicos de alto riesgo que requieren una protección de barrera adicional.
- **Ajuste cómodo:** La fórmula de látex de caucho natural de Ansell proporciona una excelente elasticidad y memoria para un ajuste seguro y cómodo.
- **Agarre seguro:** La superficie texturizada proporciona un manejo seguro de materiales e instrumentos en condiciones húmedas y secas.
- **Protección añadida:** El puño reforzado de 12 pulgadas ofrece una protección adicional al usuario.

Recomendado para

- Protección extra de la muñeca y el brazo
- Comodidad extra durante procedimientos largos y continuos
- Procedimientos de examinación continuos y de alto riesgo



MICRO-TOUCH® Protección diaria, en cualquier circunstancia

Los guantes de examen médico de alta calidad MICRO-TOUCH® están diseñados científicamente para complementar todas las necesidades de los profesionales sanitarios. Su sofisticado diseño incluye tecnologías ergonómicas de Ansell que garantizan el confort durante procedimientos prolongados, innovaciones de agarre en medio húmedo que evitan peligrosos errores de manipulación, y películas micro-delgadas para una máxima sensibilidad. Los profesionales de la salud completamente preparados y protegidos por la versatilidad de los estilos MICRO-TOUCH pueden concentrarse en lo que más importa: la salud y protección propias y las de sus pacientes.

MICRO-TOUCH™ E.P.

Series Alto rendimiento

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Látex de caucho natural	Fabricado sin Látex de Caucho Natural	No
Color	Crema	Longitud del Puño	Extendido
Contenido de Polvo	Sin polvo	Superficie Externa del Guante	Totalmente texturizado
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	AQL 2,5	Grosor de los Dedos (mm / mil)	0.45/17.7
Grosor de la Palma (mm/mil)	0.44/17.3	Tallas Disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9)
Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	No, no probado de acuerdo con ASTM D6978	Estéril	No
Antiestático	No probado	Longitud del Guante	300 mm/ 11.8 pulgadas
Segmentación de Productos	Series Alto rendimiento		

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)
Código de producto	9201	9203	9205	9207

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

Envasado	1 par/envase 25 envases por caja 4 cajas por caja de embalaje
Fecha de Caducidad	3 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485, ISO 11137

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

North America
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
Region
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Europe, Middle East &
Africa
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
Email:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
Email:
protection@ap.ansell.com

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.