

MICRO-TOUCH® Nitrile Sterile

Series Alto rendimiento

Guante de examen estéril de nitrilo sin empolvar con puño más largo, envasado por pares

Este guante estéril está hecho con una formulación sintética de nitrilo que aporta una gran elasticidad, y una protección de barrera y una resistencia a la perforación superiores. Es una solución ideal para una serie de procedimientos estériles de examen (no quirúrgicos).

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS PRINCIPALES:


- Envasado con un par de guantes por envase
- Puño más largo de 11.6" para una protección adicional
- Sus dedos con textura ofrecen un agarre y una fiabilidad adicionales
- Protege contra alergias al látex de Tipo I
- Probado para su uso con fármacos para quimioterapia*

* Consulte el envase del producto o contacte con el Servicio de Atención al Cliente de Ansell para conocer tiempos de permeabilidad y recomendaciones

Recomendado para

- Probado para su uso con fármacos en quimioterapia
- Procedimientos estériles fuera del quirófano.
- Protección extra de la muñeca y el brazo
- Procedimientos de examinación continuos y de alto riesgo
- Protección de alergias al látex Tipo I en trabajadores sanitarios o pacientes

TECNOLOGÍAS INTEGRADAS



MICRO-TOUCH® Protección diaria, en cualquier circunstancia

Los guantes de examen médico de alta calidad MICRO-TOUCH® están diseñados científicamente para complementar todas las necesidades de los profesionales sanitarios. Su sofisticado diseño incluye tecnologías ergonómicas de Ansell que garantizan el confort durante procedimientos prolongados, innovaciones de agarre en medio húmedo que evitan peligrosos errores de manipulación, y películas micro-delgadas para una máxima sensibilidad. Los profesionales de la salud completamente preparados y protegidos por la versatilidad de los estilos MICRO-TOUCH pueden concentrarse en lo que más importa: la salud y protección propias y las de sus pacientes.

MICRO-TOUCH® Nitrile Sterile

Series Alto rendimiento

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Material	Nitrilo	Fabricado sin Látex de Caucho Natural	Sí
Color	Azul	Longitud del Puño	Extendido
Contenido de Polvo	Sin polvo	Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados
Libertad de agujeros (Nivel de inspección I)	AQL 1,5	Grosor de la Palma (mm/mil)	0.11 / 4.3
Grosor de los Dedos (mm / mil)	0.16 / 6.3	Prevención contra Alergias	Látex Tipo I
Tallas Disponibles	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Probado Para Su Uso Con Fármacos Para Quimioterapia	Sí, en conformidad con ASTM D6978 y aprobado por la FDA de EE.UU.
Estéril	Sí	Antiestático	No probado
Longitud del Guante	290 / 11,6	Segmentación de Productos	Series Alto rendimiento

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de producto	6034151	6034152	6034153	6034154

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO

Envasado	50 pares por caja 4 cajas por caja de embalaje
Fecha de Caducidad	3 años
Instrucciones de Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

ASTM D6978, ASTM D6319, Categoría III, CE 2797, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002

Contacte con su representante de Ansell para realizar pedidos o solicitar más información.

América del Norte
US Tel: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
Email: insidesalesus@ansell.com

Latinoamérica y Caribe
Tel: +52(442) 296 20 50
Email: csjac@ansell.com
Tel Brasil: +55-11-3356-3100
Email Brasil: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Oriente Medio y África
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Asia Pacífico
Tel: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

Australia y Nueva Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com