

Niesterylne, lateksowe rękawice do pomieszczeń czystych, zapewniające doskonały komfort i elastyczność

- **Podwyższony komfort:** elastyczny materiał lateksowy i anatomiczna konstrukcja rękawic do pomieszczeń czystych BioClean™ Legend BLHN zapewniają wygodę na co dzień.
- **Ulepszone funkcje:** Te niesterylne rękawice lateksowe mają teksturowaną powierzchnię palców, co zapewnia lepszą chwytność, a ich mankiety z koralikami zapewnia wytrzymałość i stabilność
- **Dodatkowa ochrona:** Rękawice do pomieszczeń czystych BioClean™ Legend BLHN są również zaprojektowane tak, aby ułatwić użytkownikom podwójne zakładanie, zapewniając im dodatkową warstwę ochrony
- **Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia:** Ich nieparujące opakowanie EasyTear dodatkowo minimalizuje ryzyko przedostania się zanieczyszczeń do środowiska pomieszczeń czystych



NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY

- **Materiał lateksowy:** ochrona dłoni z doskonałym komfortem i elastycznością
- **Teksturowana powierzchnia palców z mankiety z wypustkami:** do chwytnych rękawic do pomieszczeń czystych
- **Konstrukcja ułatwiająca podwójne zakładanie:** większa wygoda i ochrona

Branże

- Środowiska kontrolowane/krytyczne
- Produkcja i wytwarzanie
- Laboratoria i prace badawcze

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

	Informacje o produkcie
Materiał	Lateks naturalny
Kolor	Naturalny
Kształt	Na prawą i lewą rękę
Mankiet	Zawinięty
Normy produkcji/audytu QMS	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Przepisy	CE 0493, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Part 2, Kontakt z żywnością, Kategoria III, UKCA
Pakowanie	50 rękawic prawych i 50 rękawic lewych umieszczonych w oddzielnych szczelnie zamkniętych woreczkach PE; Dwa takie woreczki PE (z 50 lewymi i 50 prawymi rękawicami) w szczelnie zamkniętym zewnętrznym worku PE; Cztery zewnętrzne woreczki PE w wyściełanym kartonie (200 par w kartonie) Bardziej zrównoważone opakowania: Te niesterylne rękawice lateksowe są pakowane w plastikowe opakowania nadające się do recyklingu* i dostarczane w kartonowych opakowaniach pochodzących z recyklingu. *Owijka wewnętrzna, woreczek, torba i wyściółka są wykonane z folii na bazie polietylenu (PE). Zawsze należy sprawdzić lokalny status materiałów nadających się do recyklingu, ponieważ materiały te mogą nie nadawać się do recyklingu w danej lokalizacji.
Przechowywanie	Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego, w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu. Nie wystawiać na działanie źródeł ozonu. Jeśli produkty są prawidłowo przechowywane, zgodnie ze wskazówkami, nie tracą swoich właściwości ani nie zmieniają znacząco swoich właściwości. Jeśli na produkty mogą mieć wpływ procesy starzenia lub sposób przechowywania, data ich przydatności do użytku jest podana na opakowaniu.
Dostępne rozmiary	6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Zewnętrzna powierzchnia rękawic	Teksturowane palce
Internal Glove Surface	Chlorowane
Klasa Cleanroom	Klasa ISO 4
Okres trwałości	5 Years
Przetestowane pod kątem stosowania w chemioterapii	Nie
Poziom protein	50 µg/g lub mniej łącznych protein podlegających ekstrakcji
Antystatyczne	Nie



Legenda BLHN

Niesterylne jednorazowe lateksowe rękawice do pomieszczeń czystych

Właściwości fizyczne							Metoda testowania
Rozmiary	6.5	7	7.5	8	8.5	9	EN ISO 21420
Długość (cale/mm)	295 / 11.61						
Szerokość dłoni (mm/in)	83/3.3	89/3,5	95/3,7	102/4	108/4,2	114/4,5	
Brak perforacji	1.5 AQL Performance Level 2						EN 374-2
Typowa liczba cząsteczek $\geq 0,5 \mu\text{m}$ (liczba / cm ²)	<2000						IEST-RP-CC005.4
Docelowa grubość pojedynczej warstwy na dłoni (mm/mile)	0.21						EN 455-2
Docelowa grubość pojedynczej warstwy na palcach (mm/mile)	0.24						EN 455-2
Docelowa grubość pojedynczej warstwy na mankiecie (mm/mile)	0.20						EN 455-2
Siła przy zerwaniu (N) podczas starzenia	$\geq 9\text{N}$						EN 455-2

ZAWARTOŚĆ JONÓW

Stężenie w $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Typowe	Stężenie w $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Typowe
Amon	< 0.05	Azotan	< 0.50
Bromek	< 0.01	Azotyn	< 0.01
Wapń	< 0.80	Fosforan	< 0.01
Chlorek	< 1.80	Potas	< 0.08
Fluorek	< 0.01	Sód	< 0.08
Lit	< 0.01	Siarczan	< 0.22
Magnez	< 0.05	Cynk	< 0.60

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

ROZMIAR	6.5	7	7.5	8	8.5	9
NR DO PONOWNEGO ZAMÓWIENIA	BLHN65	BLHN70	BLHN75	BLHN80	BLHN85	BLHN90

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI WYDAJNOŚCI I REGULACJAMI



Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Ameryka Północna

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Ameryka Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® i ™ są znakami towarowymi spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy dokument i zawarte w nim inne oświadczenia złożone przez firmę Ansell lub w jej imieniu nie stanowią gwarancji użyteczności handlowej żadnego z produktów firmy Ansell ani ich przydatności do określonego celu. Firma Ansell nie ponosi odpowiedzialności za przydatność i adekwatność wybranych przez użytkownika rękawic do konkretnego celu.

