

GAMMEX® Powder-Free with AMT™

RĘKAWICE CHIRURGICZNE

Lateksowe, bezpudrowe rękawice chirurgiczne z wyjątkową, antybakteryjną powłoką wewnętrzną, która zapewnia aktywną ochronę

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY:

- Zastrzeżona technologia AMT™ umożliwia zastosowanie w powłoce wewnętrznej glukonianu chlorheksydyny (CHG), który powstrzymuje rozwój bakterii oraz wykazuje skuteczne działanie antybakteryjne i antywirusowe, zapewniając wyższy poziom ochrony nawet w przypadku naruszenia rękawic
- Zabija co najmniej 99% wirusów WZW C i HIV-1 szczepu Mn już w 1 minutę¹
- Zabija od 99 do 99,999% ośmiu popularnych bakterii gram-dodatnich, gram-ujemnych i odpornych na działanie leków już w 1 minutę¹
- Te antybakteryjne rękawice zawierają emolienty, środki nawilżające i zapobiegające podrażnieniom, chroniąc skórę i zapewniając jej bezpieczeństwo

UWAGA. Nie potwierdzono ochrony przed infekcjami przenoszonymi przez krew w przypadku pęknięcia, przecięcia lub przebicia skóry.

1. Niepublikowane dane własne. Szczep Mn wirusa HIV-1 jest dobrze zbadanym, wirulentnym szczepem wirusa HIV-1.

UWAGA: nie ustalono poziomu bezpieczeństwa stosowania tych rękawic przez osoby uczulone na lateks. Produkt zawiera naturalny lateks, który może powodować reakcje alergiczne.

Zalecane do

- Zakładanie na mokro
- Dodatkowy komfort podczas długotrwałych procedur
- Stosowane jako rękawice zewnętrzne przy podwójnej warstwie

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



GAMMEX® Innowacje, które chronią

Wspierane przez innowacje rękawice chirurgiczne GAMMEX® stworzono z myślą o zmieniających się potrzebach społeczności chirurgów. Wyjątkowe formuły, najnowsze technologie, ergonomiczny komfort i doskonała ochrona sprawiają, że pracownicy opieki medycznej z całego świata powierzają nam swoje dłonie.

GAMMEX® Powder-Free with AMT™

RĘKAWICE CHIRURGICZNE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Materiał	Lateks naturalny
Zawartość pudru	Bezpudrowe
Kolor	Naturalny
Grubość	Norma
Rodzaj mankietów	Proste z technologią SUREFIT™
Zewnętrzna powierzchnia rękawic	Gładkie z wykończeniem z mikroteksturą
Wewnętrzna powierzchnia rękawic	Powlekane środkiem antybakteryjnym
Zapobieganie alergiom	Brak
Poziom chwytności	Umiarkowany
Zalecenia dotyczące podwójnej warstwy rękawic	Rękawica zewnętrzna lub wewnętrzna
Przetestowane pod kątem stosowania w chemioterapii	Nie, nie przetestowano zgodnie z normą ASTM D6978
Wolność od otworów (poziom kontroli I)	0.65 AQL
Sterylny	Tak
Normy produktowe	AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Normy jakości / ochrony środowiska	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Pakowanie	25 par w pudełku; 4 pudełka w kartonie/opakowaniu; 200 par w kartonie/opakowaniu
Okres trwałości	3 lata
Instrukcje dotyczące przechowywania	Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ozonu lub zapłonu
Katalizatory chemiczne wulkanizacji	Polisarczki ksantogenu, Di-n-butylditiokarbaminian sodu (SDBC), Dietylditiokarbaminian cynku (ZDEC)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Rozmiar	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Kod produktu	353441	353442	353443	353444	353445	353446	353447	353448

Aby zamówić produkty lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Ansell.

Ameryka Północna
Telefon w USA: 800 952 9916
Telefon w Kanadzie: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Telefon w USA: 866 764 3327
Sandel E-mail: sandel-cs@ansell.com

Ameryka Środkowa i Południowa
Tel.: +52(442) 296 20 50
E-mail: csllac@ansell.com
Brazyl
Tel.: +55-11-3356-3100
E-mail: luvass.medicas@ansell.com

Europa, Bliski Wschód i Afryka
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Azja i Pacyfik
Tel.: +603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Indie
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australia i Nowa Zelandia
Tel.: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com
Chiny
Tel.: +86(21) 3827 5005
E-mail: infochina@ansell.com