


Proporciona uma proteção pessoal 33% mais longa, até ao cotovelo, em situações de alto risco

- **Proteção alargada:** As luvas de exame médico de nitrilo MICROFLEX® 93-244 proporcionam uma proteção pessoal 33% mais longa, até ao cotovelo (395 mm de comprimento) para situações de alto risco
- **Redução do risco de alergias:** Fabricado sem aceleradores, ajudando a proteger os utilizadores de alergias cutâneas do tipo IV
- **Proteção química e contra a quimioterapia:** Aplicáveis a uma vasta gama de situações de cuidados de saúde, estas luvas descartáveis foram testadas contra os produtos químicos habitualmente utilizados no departamento de esterilização e medicamentos de quimioterapia



Indústrias

- Cuidados de saúde

Recomendado para

- Abastecimento central
- Departamento de processamento estéril
- Resposta a perigos biológicos
- Análises laboratoriais
- Prevenção do risco de contaminação cruzada

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

	Informações sobre o Produto
Material	Nitrilo
Superfície luva externa	Com textura integral
normas de auditoria	ISO 13485, ISO 9001
Certificação de produtos	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, UKCA, ASTM D6319, EN 1149-5
embalagem Overview	100 luvas por caixa 10 caixas por caixa 1000 luvas por caixa
Instruções de armazenamento	Mantenha longe da luz solar direta; guarde em local fresco e seco. Mantenha longe de fontes de ozônio ou de ignição
A segmentação do produto	Alto risco
antiestático	Sim
Aceleradores químicos de vulcanização	<ul style="list-style-type: none">Fabricado sem aceleradores <p>Apenas um número muito reduzido de utilizadores pode sofrer de sensibilidade a este(s) ingrediente(s) e assim desenvolver reações de irritação e/ou alérgicas por contacto.</p>


PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm)	390 / 15.4		EN 455-2,ASTM D6319
Ausência de orifícios (nível de inspeção I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Espessura dos dedos (mm/mil. pol.)	0.17 mm / 6.7 mil		EN 455-2,ASTM D6319
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Alongamento na rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Força de rotura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMAÇÕES DE ENCOMENDA

Tamanho	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Código de produto da	93244060	93244070	93244080	93244090	93244100	93244110

Normas de desempenho e conformidade regulamentar



Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caraíbas
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rússia
Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas comerciais da Ansell Limited ou de uma das suas empresas associadas. Com patentes norte-americanas aprovadas e patentes norte-americanas e internacionais pendentes: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nada neste documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada por ou em nome da Ansell deve ser interpretado como uma garantia de comercialização ou de que qualquer produto da Ansell é adequado para uma finalidade em particular. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação ou validade da seleção de luvas de um utilizador final para uma aplicação específica.

