

Kimyasallara dayanıklı steril nitril temiz oda eldivenleri, becerikli kullanım için mükemmeldir

- **Kimyasal koruma** BioClean™ Emerald BENS çeşitli kimyasallara ve kemoterapi ilaçlarına karşı dayanıklıdır (KKD Kategori III, EN ISO Tip B, ASTM D6978)
- **Azaltılmış alerji riski:** Eldivenler pudrasız, lateksiz ve hızlandırıcısızdır; özellikle Tip I lateks ve Tip IV kimyasal alerjiler ve hassasiyetler olmak üzere alerji risklerini en aza indirir
- **Temiz işlenmiş:** BioClean™ Emerald BENS, yüzey partiküllerini, iyonik ekstrakte edilebilir maddeleri ve uçucu olmayan kalıntıları daha da azaltmak için deiyonize yıkamadan geçirilir



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI

- **Çift eldiven özellikleri:** Çift eldiven gereksinimleri için iç eldiven olarak idealdir
- **Geliştirilmiş el becerisi:** Ergonomik uyum ve becerikli işler sırasında daha iyi kullanım için ele özel tasarım
- **Sterilite güvencesi:** 10-6 sterilite güvence seviyesi (SAL) ile gama sterilizasyonu yapılmıştır

Sektörler

- Biyoteknolojik Üretim
- Kontrollü/Kritik Ortamlar
- Laboratuvar Araştırma ve Geliştirme
- Medikal Cihaz İmalatı
- Farmasötik Üretim
- Üretim ve İmalat

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Kimyasal Sıçraması
- Steril İşleme Bölümü
- Sıvı ve katı maddelerin transferi
- Numune alma ve işleme
- Kimyasallarla Çalışma
- Biyoteknoloji Karıştırma işlemleri
- Aseptik doldurma ve etiketleme

TEKNIK VERİLER TABLOSU

	Ürün Bilgileri
Malzeme	Nitril
Renk	Yeşil
Biçim	Ele Spesifik
Manşet	Kıvrımlı
İmalat/QMS Denetim Standartları	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Mevzuat	ASTM D6978, CE 0493, EN 421:2010, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Gıda Teması, Kategori III, UKCA
Ambalajlama	İç ambalaj başına 1 çift; Kese başına 1 iç sargı; Dış torba başına 10 poşet; Her astarlı kolide 20 dış torba (200 çift) Daha sürdürülebilir ambalajlar: Bu steril nitril eldivenler geri dönüştürülebilir plastik ambalajlarda* paketlenir ve geri dönüştürülmüş karton kargo kutularında teslim edilir. *İç sargı, poşet, torba ve astar polietilen (PE) bazlı filminden yapılmıştır. Bu plastik malzeme ülkenizde geri dönüşüm için uygun görülmeyebileceğinden, PE'nin yerel geri dönüştürülebilirlik durumunu her zaman kontrol edin.
Mevcut boyalar	6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 10
Eldiven Dış Yüzeyi	Mikro Dokulu Kaplamalı Pürüzsüz
Internal Glove Surface	Klorlu
Sterilizasyon Metodu	Gamma Işınımı
Sterilizasyon Minimum Doz	25kGy
Sterilite Güvence Seviyesi	10 ⁻⁶
Temiz Oda Sinifi	Class 10/ISO Class 4, EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Raf Ömrü	5 Years
Kemoterapi ilaçlarıyla kullanım için test edilmiştir	Evet, ASTM D6978 standardına uygun olarak
Protein Düzeyi	Uygulanmaz: doğal kauçuk lateks içermez
Antistatik	Evet
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	• Yok



Zümrüt BENS

Steril Tek Kullanımlık Nitril Temiz Oda Eldiveni

Fiziksel Özellikler									Test Metodu
Boylar	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10	EN ISO 21420
Uzunluk (mm/inç)	300 / 12								
Avuçiçi Genişliği (mm/in)	79/3.1	84/3.3	89/3.5	95/3.7	101/4.0	108/4.2	115/4.5	124/4.9	
Delik İçermeme	1.5 AQL								EN 374-2
Tipik Partikül Sayısı $\geq 0,5\mu\text{m}$ (sayım / cm^2)	<1200								TEST-RP-CC005.4
Kopma Kuvveti (N) Yaşlanma Sırasında	$\geq 6\text{N}$								EN 455-2

İYONİK İÇERİK

$\mu\text{g}/\text{cm}^2$ cinsinden konsantrasyon	Tipik	$\mu\text{g}/\text{cm}^2$ cinsinden konsantrasyon	Tipik
Amonyum	Dosyada Mevcut	Nitrat	<0.25
Bromit	<0.01	Nitrit	Dosyada Mevcut
Kalsiyum	<0.60	Fosfat	<0.01
Klorid	<0.35	Potasyum	<0.08
Florür	<0.01	Sodyum	< 0.05
Lityum	<0.01	Sülfat	< 0.05
Magnezyum	<0.01	Çinko	<0.10

SİPARİŞ BİLGİLERİ

BOY	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	10
YENİDEN SİPARİŞ NO.	BENS-6.0	BENS-6.5	BENS-7.0	BENS-7.5	BENS-8.0	BENS-8.5	BENS-9.0	BENS10.0

PERFORMANS STANDARTLARI VE MEVZUATA UYGUNLUK



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini oluşturur veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğunu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

