

Rahat, esnek kişisel koruma sunan steril dirsek uzunluğunda temiz oda eldivenleri

- **Artırılmış konfor ve esneklik:** BioClean™ Extra BLAS dirsek boyu eldivenlerin yumuşak, esnek film bileşimi esnekliği ve konforu artırır
- **Ek koruma:** Dirsek uzunluğundaki tasarımları önkol, bilek ve el koruması sağlayarak çapraz kontaminasyon risklerini sınırlandırır
- **Azaltılmış kontaminasyon riskleri:** BioClean™ Extra BLAS steril eldivenler ayrıca aseptik olarak paketlenir, gama ışınlamasıyla sterilize edilir (minimum SAL 10-6) ve ISO standartlarına uygun olarak üretilerek kontaminasyon risklerini daha da en aza indirir ve partikül oluşturmayan EasyTear™ ambalaja sahiptir
- **Geliştirilmiş güç:** Bu temiz oda eldivenlerinin dokulu yüzeyi ve boncuklu manşeti, eldivenin gücünü ve dengesini artırarak takma sırasında yırtılma riskini azaltır
- **Artan pratiklik:** Ayrıca, BioClean™ Extra BLAS kontrollü ortam eldivenleri günlük rahatlık için kolay çift giyilebilecek şekilde tasarlanmıştır

UYARI: Bu eldivenlerin lateks duyarlılığı olan bireyler tarafından güvenli şekilde kullanılabilirliği ortaya konmuş değildir. Bu ürün, alerjik reaksiyonlara neden olabilen doğal kauçuk lateks içermektedir.

BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI

- **Yumuşak, esnek film:** Esnek konfor sunan KKD eldivenleri için
- **Dirsek uzunluğunda tasarım:** Ekstra kapsama alanı, daha az çapraz kontaminasyon riski
- **SWAN/ANSELL.COM seviyesi*:** Aseptik olarak paketlenmiş, gama ışınlamasıyla sterilize edilmiş





Ekstra BLAS

Steril Tek Kullanımlık
Lateks Temiz Oda
Eldiveni

Sektörler

- Kontrollü/Kritik Ortamlar
- Üretim ve İmalat
- Steril İşleme Bölümü
- Laboratuvar ve AR-GE

TEKNIK VERİLER TABLOSU

	Ürün Bilgileri
Malzeme	Doğal Kauçuk Lateks
Renk	Doğal
Bişim	Ambidekströz (Her iki elde de kullanılabilir)
Manşet	Kıvrımlı
İmalat/QMS Denetim Standartları	ISO 14001, Manufacturing QMS Audit Standards ISO 9001, PPE Regulation 2016 425 Module D, NEBB Certified Cleanrooms
Mevzuat	CE 0493, EN 455 Part 2, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, Gıda Teması, Kategori III, UKCA
Ambalajlama	One pair per inner PE wallet; one wallet per sealed EasyTear PE pouch; 10 pouches per sealed outer PE bag; 20 outer bags per lined carton (200 pairs) More sustainable packaging: These sterile gloves are packed in recyclable plastic packaging* and delivered in recycled cardboard shipper cases. *Inner wrap, pouch, bag and liner are made from polyethylene (PE) based film. Always check your local recyclable status as these materials may not be considered suitable for recycling in your location.
Menşei Ülke	Hindistan
Mevcut boyalar	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Eldiven Dış Yüzeyi	Dokulu Parmaklar ve Avuçiçi
Internal Glove Surface	Klorlu
Sterilizasyon Metodu	GAMMA ışıını 25 kGy
Sterilizasyon Minimum Doz	25kGy
Sterilite Güvence Seviyesi	10 ⁻⁶
Temiz Oda Sınıfı	Class 10/ISO Class 4, EU GMP Grade A/B and other sterile cleanrooms
Raf Ömrü	3 Years
Kemoterapi ilaçlarıyla kullanım için test edilmiştir	Hayır
Protein Düzeyi	50 microg_g veya daha az toplam ekstrakte edilebilir protein
Antistatik	Hayır



Ekstra BLAS

Steril Tek Kullanımlık Lateks Temiz Oda Eldiveni

Fiziksel Özellikler					Test Metodu
Boylar	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	EN ISO 21420
Uzunluk (mm/inç)	410 / 16				
Avuçiçi Genişliği (mm/in)	86/3.38	96/3.78	106/4.17	115/4.53	
Delik İçermeme	1.5 AQL Performance Level 2				EN 374-2
Tipik Partikül Sayısı $\geq 0,5\mu\text{m}$ (sayım / cm ²)	<1500				IEST-RP-CC005.4
Hedef Tek Duvar Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.18 / 7.09				EN 455-2
Hedef Tek Duvar Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.21 / 8.27				EN 455-2
Hedef Tek Duvar Manset Kalınlığı (mm/mil)	0.13 / 5.12				EN 455-2
Kopma Kuvveti (N) Yaşlanma Sırasında	$\geq 9 \text{ N}$				EN 455-2

İYONİK İÇERİK

$\mu\text{g}/\text{cm}^2$ cinsinden konsantrasyon	Tipik	$\mu\text{g}/\text{cm}^2$ cinsinden konsantrasyon	Tipik
Amonyum	0.333	Nitrat	0.528
Bromit	0.053	Nitrit	Tespit Edilmedi
Kalsiyum	1.155	Fosfat	0.014
Klorid	4.412	Potasyum	0.075
Florür	Tespit Edilmedi	Sodyum	0.025
Lityum	0.230	Sülfat	0.267
Magnezyum	Tespit Edilmedi	Çinko	Tespit Edilmedi

SİPARİŞ BİLGİLERİ

BOY	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
YENİDEN SİPARİŞ NO.	BLAS-S	BLAS-M	BLAS-L	BLAS-XL

PERFORMANS STANDARTLARI VE MEVZUATA UYGUNLUK



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içerisinde Ansell tarafından yapılan diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

