

ENCORE® Non-Latex

C E R R A H İ E L D İ V E N L E R

Hassasiyet ve dayanıklılığın benzersiz kombinasyonunu sunan, kimyasal hızlandırıcı içermeyen neopren cerrahi eldiven



BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLARI:

- Lateks Tip I alerjisi riskini ortadan kaldırmak ve kimyasal IV Tip alerjileri ve cilt hassasiyetlerini en aza indirmek için lateks içermez ve %100 kimyasal hızlandırıcı içermez
- Ekstra rahatlık ve dayanıklılık sağlayan daha ince ve sağlam bir eldiven sunmak için SENSOPRENE™ Formülasyonu içermektedir
- Daha ileri düzey dokunsal duyarlılık ve el becerisi için standart neopren cerrahi eldivenlere kıyasla %30'a kadar daha incedir
- Enstrümanları güvenli bir biçimde tutmak ve kavramak için mikro dokulu yumuşak son kata sahiptir
- Kemoterapi ilaçları ve hastanelerde kullanılan çok çeşitli kimyasallar ile birlikte kullanım için test edilmiştir*

**Spesifik kemoterapi ilaç nüfuz etme süreleri ve tavsiyeler için Ansell Müşteri Hizmetlerine başvurunuz.*

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Tüm ameliyatlar, özellikle hassas oftalmoloji, mikro ve kardiyovasküler prosedürleri
- Sağlık çalışanlarının veya hastaların lateks Tip I alerjisinden korunması ve kimyasal Tip IV alerjilerin minimize edilmesi
- Çift kat eldiven kullanılırken dış eldiven olarak kullanım

ÖNE ÇIKAN TEKNOLOJİLER



A.R.T.
Pinhole Barrier Technology

DERMASHIELD™
Donning Aid Technology

SENSOPRENE
Ultra Thin Neoprene Technology



ENCORE® Non-Latex

CERRAHİ EL DİVENLER

ÜRÜN BİLGİLERİ

Malzeme	Neopren (Polikloropren)
Pudra İçeriği	Pudrasız
Renk	Doğal
Kalınlık	Mikro
Manşet Stili	Kıvrımlı ve SureFit Technology
Eldiven Dış Yüzeyi	Mikro Dokulu Kaplamalı Pürüzsüz
Eldiven İç Yüzeyi	DermaShield Teknolojisiyle polimer kaplamalı
Alerji Önleme	Lateks (Tip I), Kimyasal (Tip IV)
Kavrama Düzeyi	Orta
Çift Kat Eldiven Kullanımı Tavsiyesi	Dış eldiven
Kemoterapi ilaçlarıyla Kullanım için Test Edilmiştir	Evet, ASTM D6978 uyarınca gerçekleştirilmiştir ve FDA onaylıdır
Deliklerden Özgürlük (Muayene seviyesi I)	0.65 AQL
Steril	Evet
Ürün Standartları	ASTM D6978, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Kalite / Çevre Standartları	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Ambalajlama	Her kutuda 50 çift; Her karton/kolide 4 kutu; Her karton/kolide 200 çift
Raf Ömrü	3 yıl
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	Yok

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ürün Kodu	340111055	340111060	340111065	340111070	340111075	340111080	340111085	340111090

Sipariş vermek veya daha ayrıntılı bilgi edinmek için Ansell temsilcinizle görüşünüz.

Kuzey Amerika
ABD Tel: 800 952 9916
KA Tel: 1-844-494-7854
E-posta: insidesalesus@ansell.com
Sandel ABD Tel: 866 764 3327
Sandel E-posta: sandel-cs@ansell.com

Orta ve Güney Amerika
Tel: +52(442) 296 20 50
E-posta: cslac@ansell.com
Brezilya
Tel: +55-11-3356-3100
E-posta: luvas.medicas@ansell.com

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika
Tel: +32 (0) 2 528 74 00
E-posta: info@ansell.eu

Asya Pasifik
Tel: +603 8310 6688
E-posta: apac.medical@ansell.com

Hindistan
Tel: +91 22 38124500
E-posta: info.india@ansell.com
Avustralya ve Yeni Zelanda
Tel: +61 3 9270 7270
E-posta: protection@ap.ansell.com
Çin
Tel: +86(21) 3827 5005
E-posta: infochina@ansell.com