

MICRO-TOUCH™ NITRA-TEX™

Đ a n ă n g

Nitrile medical exam glove with strong barrier protection

- **Comfortable fit:** Made from a soft synthetic formulation for a comfortable fit and feel
 - **Enhanced durability:** Designed for strength and tear resistance
 - **Easy donning:** The chlorinated inner coating facilitates easier donning
 - **Chemical splash protection:** These gloves resist a range of chemicals used by healthcare professionals
 - **Reduced allergy risk:** Nitrile material reduces risk of latex Type I allergies
 - **Specialized protection:** Tested and approved for use with chemotherapy drugs*
- *see product packaging for details



Khuyến nghị dành cho

- Được kiểm nghiệm để sử dụng với thuốc điều trị ung thư
- Quy trình khám bệnh nguy cơ trung bình, tiêu chuẩn
- Chống dị ứng cao su latex Loại I ở bệnh nhân hoặc nhân viên y tế
- Các cơ sở thân thiện với môi trường

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT



MICRO-TOUCH™ Bảo vệ mọi lúc, mọi nơi

Găng tay khám bệnh cao cấp MICRO-TOUCH™ được thiết kế khoa học để đáp ứng mọi nhu cầu của các chuyên gia y tế. Các tính năng thiết kế tinh vi bao gồm công nghệ công thái học của Ansell để đảm bảo sự thoải mái trong suốt quá trình sử dụng kéo dài, cải tiến độ bám trên bề mặt ướt giúp ngăn chặn thao tác sai có hại và lớp màng siêu mỏng mang đến độ nhạy tối đa. Người chăm sóc được chuẩn bị đầy đủ và được bảo vệ thoải mái bằng kiểu dáng MICRO-TOUCH đa năng để họ có thể yên tâm tập trung vào những điều quan trọng nhất: sức khỏe và bảo vệ bản thân và bệnh nhân của họ.

MICRO-TOUCH™ NITRA-TEX™

Đ a n ă n g

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Vật liệu	Nitrile	Không làm từ cao su thiên nhiên latex	Có
Màu sắc	Xanh lam	Phong cách Cuff	Xe viền
Chiều dài cổ tay	Tiêu chuẩn	Bề mặt ngoài găng tay	Nhám hoàn toàn
Tự do khỏi Lỗ (Kiểm tra cấp I)	1.5 AQL	Độ dày ngón tay (mm/mil)	0.15/5.9
Độ dày lòng bàn tay (mm/mil)	0.12/4.7	Phòng chống dị ứng	Cao su latex (Loại I)
KÍCH THƯỚC CÓ SẴN	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Được kiểm nghiệm để sử dụng với thuốc điều trị ung thư	Có
Không silicone	Đúng	Vô trùng	Không
Chống tĩnh điện	Không được kiểm tra	Độ dài găng tay (mm/inch)	250 / 9.84
Phân khúc sản phẩm	Đa năng		

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Kích thước	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Mã sản phẩm	4479	4470	4472	4474	4476

ĐÓNG GÓI VÀ LƯU KHO

Bao bì	100 gloves per dispenser; 10 dispensers per case; 1000 gloves per case
Thời hạn sử dụng	5 Years
Hướng dẫn bảo quản	Tránh ánh nắng trực tiếp; Bảo quản trong điều kiện khô ráo. Tránh xa các nguồn ozone hoặc nguồn gây cháy.

TIÊU CHUẨN VÀ CHỨNG NHẬN

ASTM D6978, ASTM F1671, ISO 13485, Tiêu chuẩn ISO 10993-10, ISO 9001, Tiêu chuẩn ISO 10993-10, Tiêu chuẩn ISO 10993-5, ISO 11737, ISO 16604

Liên hệ với đại diện Ansell của bạn để đặt hàng hoặc biết thêm thông tin.

Bắc Mỹ
Số điện thoại tại Hoa Kỳ: 800 952 9916
Số điện thoại tại Canada: 1-844-494-7854
Email: insidesalesus@ansell.com

Châu Mỹ Latinh & Caribe
Điện thoại: +52(442) 296 20 50
Email: cslac@ansell.com
Số điện thoại tại Brazil: +55-11-3356-3100
Brazil Email: luvas.medicas@ansell.com

Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Email: info@ansell.eu

Châu Á Thái Bình Dương
Điện thoại: +603 8310 6688
Email: apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Điện thoại: +61 3 9270 7270
Email: protection@ap.ansell.com